

Instrukcja użytkowania

Piaskarka stomatologiczna



Piaskarka stomatologiczna to specjalistyczne narzędzie do usuwania osadu nazębnego, przebarwień oraz kamienia. Urządzenie wykorzystuje strumień ciśnieniowy piasku, który jest skierowany na powierzchnię zębów, co pozwala na usunięcie trudno dostępnych zanieczyszczeń.

Piaskarka jest łatwa w obsłudze i zapewnia dokładne efekty czyszczenia. Używana jest przede wszystkim w profilaktyce stomatologicznej oraz w leczeniu próchnicy i paradontozy. Urządzenie jest bezpieczne dla zębów i dziąseł, a także pozwala na usunięcie przebarwień powstałych na skutek palenia tytoniu czy picia kawy poprawiając przy tym ogólny stan uzębienia.

1. Przed rozpoczęciem użytkowania piaskarki, upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio podłączone do źródła zasilania.
2. Ustaw odpowiednie ciśnienie i przepływ powietrza, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Przy pomocy końcówki, delikatnie skieruj strumień piasku na powierzchnię zębów, przemieszczając się powoli i równomiernie po całej ich powierzchni.
4. Sprawdź, czy końcówka jest czysta i odpowiednio przygotuj ją do przechowywania.
5. Przeprowadź końcowe czyszczenie i dezynfekcję piaskarki, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga: Pamiętaj, aby nigdy nie skierować strumienia piasku bezpośrednio na dziąsła pacjenta, aby uniknąć uszkodzenia tkanek miękkich.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej środkiem dezynfekującym.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu

