

Instrukcja użytkowania

Pęseta chirurgiczna



Dostępna w następujących rozmiarach:

#2090 Pęseta chirurgiczna, Pojemność: 16 cm

#2091 Pęseta chirurgiczna, Pojemność: 20 cm

#2092 Pęseta chirurgiczna, Pojemność: 26 cm

#2093 Pęseta chirurgiczna, Pojemność: 30 cm

Pęseta chirurgiczna to narzędzie medyczne służące do przenoszenia i przesuwania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej wysoką trwałość i odporność na korozję.

Pęseta składa się z rączki oraz końcówki, która jest zakończona dwoma ostrymi szpikulcami. Końcówka ta jest wykorzystywana do chwytania i przenoszenia tkanek, a rączka pozwala na precyzyjne sterowanie narzędziem. Pęsety chirurgiczne są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

Instrukcja obsługi pęsety chirurgicznej:

1. Przed użyciem pęsety chirurgicznej, należy umyć ręce i zdezynfekować narzędzie.
2. Pęsetą chirurgiczną należy delikatnie chwytać i przemieszczać małe przedmioty, takie jak szwy, igły itp.
3. Po użyciu, pęsetę chirurgiczną należy dokładnie umyć i zdezynfekować przed ponownym użyciem.
4. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu pęsety należy ją dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu