

Instrukcja użytkowania

Kleszczyki Kocher



Dostępne w następujących rozmiarach:

#2106 Kleszczyki Kocher proste, Rozmiar: 12,5 cm

#2107 Kleszczyki Kocher proste, Rozmiar: 16 cm

Kleszczyki stomatologiczne Kochera to narzędzie stomatologiczne służące do przesuwania i chwytania tkanek podczas zabiegów stomatologicznych. Są one skonstruowane z dwóch rączek, z których jedna jest ruchoma, a druga stała. Końcówki kleszczyków są zakończone dwoma szczypcami, które pozwalają na precyzyjne chwytanie tkanek.

Kleszczyki wyróżniają końcówki ruchomej rączki, które pochylają się pod kątem 90 stopni. Pozwala to na dokładniejsze chwytanie tkanek.

Kleszczyki Kochera są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich wysoką trwałość i odporność na korozję. Są one dostępne w różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

Instrukcja obsługi kleszczyków Kochera:

1. Przed użyciem kleszczyków Kochera, należy umyć ręce i zdezynfekować narzędzie.
2. Kleszczyki Kochera służą do precyzyjnego chwytania i przemieszczania tkanek.
3. Aby otworzyć kleszczyki, należy rozchylić końcówki kleszczyków za pomocą dźwigni znajdującej się na rączce.
4. Aby zamknąć kleszczyki, należy nacisnąć dźwignię i skrzyżować końcówki kleszczyków.
5. Kleszczykami należy delikatnie chwycić i przemieszczać tkanki podczas wykonywania zabiegu.
6. Po użyciu, należy dokładnie umyć i zdezynfekować kleszczyki przed ponownym użyciem.
7. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu pęsety należy ją dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu