

## Instrukcja użytkowania

### Glukometr

**Opis:**

Glukometr jest nowoczesnym aparatem do samokontroli stężenia cukru we krwi. Pomiar wyświetla się w ciągu 5 sekund od podania próbki krwi. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie ma duży i czytelny wyświetlacz co ułatwia odczyt wyniku.

Urządzenie jest niezastąpionym narzędziem w szpitalach, klinikach, przychodniach oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

**Instrukcja:**

1. Przygotuj niezbędne materiały: glukometr, pasek testowy, lancetę, igłę do nakłucia, alkoholowy wacik, czystą bawełnianą ściereczkę.
2. Umyj ręce i osusz je dokładnie.
3. Przygotuj pasek testowy, upewnij się, że jest on odpowiedniego rodzaju i nie przeterminowany.
4. Włóż pasek testowy do gniazda w glukometrze. Upewnij się, że jest on dobrze umieszczony.
5. Przygotuj igłę do nakłucia i alkoholowy wacik. Oczyszcz miejsce, w którym będziesz pobierał krew.
6. Ustaw poziom głębokości nakłucia zgodnie z instrukcją producenta.
7. Nakłuć palec igłą do nakłucia i odczekaj, aż pojawi się kropla krwi.
8. Przyłóż kroplę krwi do paska testowego. Upewnij się, że cała kropla została umieszczona na pasku.
9. Odczekaj kilka sekund, aż wynik pojawi się na ekranie glukometru.
10. Odczytaj wynik i zapisz go w dzienniczku poziomów cukru we krwi.
11. Wyciągnij pasek testowy i wyrzuć go do kosza na odpady.
12. Oczyszcz igłę do nakłucia i przetrzyj miejsce pobrania krwi czystą bawełnianą ściereczką.
13. Włóż glukometr i pozostałe materiały do opakowania.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu