

## Instrukcja użytkowania

### Koncentrator Tlenu



#### Opis:

**Koncentrator tlenu** to wysokiej klasy, nowoczesny sprzęt przeznaczony do **tlenoterapii**, która polega na dostarczeniu do organizmu skoncentrowanej ilości czystego tlenu.

**Koncentrator** pobiera powietrze, z którego filtry odseparowują tlen. Następnie przepływa on przez kompresor, kondensator oraz system antybakteryjny, który **oczyszcza powietrze**. Skoncentrowana **czysta postać tlenu** trafia do przepływomierza. Ten stale monitoruje i analizuje ruch pierwiastków wewnątrz urządzenia, dbając o jego jakość.

#### Instrukcja:

1. Upewnij się, że koncentrator tlenu jest podłączony do gniazdka elektrycznego i włączony.
2. Sprawdź, czy filtr powietrza znajdujący się w koncentratorze jest czysty i nie zablokowany. Wymień go, jeśli jest zbyt brudny.
3. Podłącz rurkę tlenową do wyjścia tlenowego na koncentratorze. Upewnij się, że rurka jest dobrze zamocowana.
4. Umieść końcówkę rurki tlenowej w swoim ustach i wciągnij powietrze przez nią, aby sprawdzić, czy tlen wypływa bez przeszkód.
5. Podłącz maskę tlenową lub kaniulę do rurki tlenowej, jeśli jej używasz.
6. Ustaw odpowiedni przepływ tlenu, który zależy od Twojego zapotrzebowania na tlen. Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego przepływu tlenu.
7. Przetrzyj maskę tlenową lub kaniulę wilgotnym wacikiem przed użyciem, aby usunąć zanieczyszczenia.
8. Załóż maskę tlenową lub kaniulę na twarz lub do nosa.
9. Monitoruj wskaźnik tlenu, który pokazuje poziom tlenu we wdychanym powietrzu. Upewnij się, że wskaźnik jest w zakresie odpowiednim dla Twojego stanu zdrowia.
10. Korzystaj z koncentratora tlenu przez określony czas, zgodnie z zaleceniami lekarza.
11. Przeprowadź regularną konserwację koncentratora, taką jak czyszczenie filtra powietrza i wymianę osłony filtra.



12. Jeśli powierzchnia koncentratora ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją za pomocą gąbki nasączonej wodą, bądź środkiem dezynfekującym. ID:

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu