

Instrukcja użytkowania

Urządzenie do drenażu limfatycznego

**Opis:**

Drenaż limfatyczny to skuteczna metoda redukcji obrzęków, cellulitu oraz oczyszczania organizmu z toksyn.

Urządzenie działa poprzez pobudzenie tkanek, dzięki czemu stają się one bardziej podatne na zmiany. Wytwarzając podciśnienie, urządzenie stymuluje pracę układu limfatycznego, co pobudza cyrkulację krwi i przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn. Unikalną funkcją urządzenia jest możliwość zamykania poszczególnych komór, co umożliwia optymalizację zabiegów w określonych obszarach mięśni. Dzięki temu zabiegi są jeszcze bardziej skuteczne i dokładne.

Masażer do nóg jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada 3 tryby, 3 poziomy mocy oraz 2 stopniową regulację grzania, które zapewniają pełne pokrycie nóg i możliwość dopasowania zabiegów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, masażer posiada funkcję owijania nóg w 360 stopniach, co pozwala na jeszcze lepszą penetrację mięśni.

Instrukcja:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
2. Przetrzyj powierzchnię masażera wilgotną szmatką lub ściereczką, aby usunąć pył i brud.
3. W przypadku silniejszych zabrudzeń, można użyć łagodnego detergentu lub płynu do mycia naczyń, rozcieńczonego w wodzie zgodnie z instrukcją producenta środka czyszczącego.
4. Zanurz szmatkę lub gąbkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj powierzchnię masażera, unikając mocnego nacisku.
5. Spłucz powierzchnię masażera w czystej wodzie, aby usunąć pozostałości detergentu.
6. Osusz masażer miękką szmatką i pozostaw go do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
7. Należy pamiętać, aby unikać zanurzania masażera w wodzie lub moczenia go w jakimkolwiek płynie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
8. Przed ponownym użyciem masażera, należy upewnić się, że jest on w pełni suchy.

Pamiętaj, aby regularnie czyścić masażer limfatyczny, aby utrzymać go w czystości i w dobrym stanie, a także zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo jego działania.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu