

Instrukcja użytkowania

Mobilny parawan trzyskrzydłowy



Opis:

Mobilny parawan trzyskrzydłowy posiada lekką i stabilną konstrukcję. Wyróżnia go estetyczne wykonanie, niewielka waga, oraz zamontowane kółka jezdne, które umożliwiają łatwe transportowanie.

Parawan metalowy zapewni komfort i intymność pacjentom podczas przygotowania do badań lub zabiegów.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, salonach masażu oraz gabinetach fizjoterapii.

Instrukcja składania:

1. Rozłóż ramę parawanu na płaskiej powierzchni, tak aby wszystkie elementy były widoczne.
2. Znajdź dwie nóżki ramy, które są najdłuższe i postaw je na ziemi. Upewnij się, że stoją prosto i są stabilne.
3. Dołącz dwie pozostałe nóżki do ramy i umieść je na ziemi. Zwróć uwagę na to, aby umieścić je w taki sposób, aby cała konstrukcja była stabilna.
4. Podnieś ramę, aby nóżki były ustawione pionowo.
5. Znajdź dwie belki boczne, które łączą nóżki. Umieść belki w otwory w górnym i dolnym końcu nóg.
6. Podłącz pozostałe belki, aby utworzyć kształt prostokąta.
7. Włóż końce kurtyny lub materiału parawanu do specjalnych kieszeni na belkach.

Instrukcja czyszczenia:

1. Przygotuj roztwór myjący: możesz użyć łagodnego detergentu lub specjalnego środka do czyszczenia parawanów medycznych. Rozcieńcz detergent lub środek do czyszczenia według instrukcji na opakowaniu, w zależności od stopnia zabrudzenia.
2. Zdejmij kurtyny z ramy parawanu.
3. Wstrząśnij kurtynami, aby usunąć z nich pył i brud.
4. Zwilż miękką gąbkę lub szmatkę w roztworze myjącym i delikatnie przetrzyj całą powierzchnię kurtyn, starając się dokładnie oczyścić wszystkie trudno dostępne miejsca.
5. Jeśli kurtyny są silnie zabrudzone, można spróbować je wyprać w pralce.
6. Użyj środka odkażającego do wyczyszczenia ram parawanu.
7. Spłucz kurtyny i ramę wodą, aby usunąć pozostałości detergentu.
8. Wycieraj kurtyny i ramę suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a następnie pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
9. Odkaż kurtyny.

Po dokładnym wyschnięciu, zainstaluj kurtyny na ramie parawanu i dokładnie je przyciągnij.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu