

Instrukcja użytkowania

Nebulizator



Inhalator kompresorowy zwany pneumatycznym lub tłokowym to wyrób medyczny do wziewnej aplikacji leków. Inhalator kompresorowy to uniwersalne urządzenie, które pozwala na inhalowanie wszystkich dostępnych roztworów inhalacyjnych.

Za jego pomocą można przyjmować leki rozkurczające oskrzela, antybiotyki czy leki sterydowe. Dzięki nebulizatorowi można skutecznie leczyć dolne oraz górne drogi oddechowe.

Nebulizacja za pomocą inhalatora pozwala na skuteczne leczenie dolnych i górnych dróg oddechowych.

Wymiary: 16cm x 12cm x 8,6 cm

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach a także w domu.

Instrukcja obsługi:

1. Przygotuj leki do inhalacji zgodnie z zaleceniami lekarza i producenta nebulizatora.
2. Rozłóż nebulizator i zainstaluj odpowiednią komorę nebulizatora i maskę lub ustnik w zależności od zaleceń lekarza.
3. Podłącz nebulizator do źródła zasilania i włącz go.
4. Włóż odpowiednią ilość leku do komory nebulizatora zgodnie z zaleceniami lekarza.
5. Nałóż maskę na twarz lub włożyc ustnik do ust.
6. Poczekaj, aż nebulizator wytworzy mgłę z lekiem i zacznij oddychać przez maskę lub ustnik.
7. Przepłucz usta wodą, jeśli używasz leku w postaci roztworu.
8. Po użyciu wyłącz nebulizator i odłącz go od źródła zasilania.
9. Rozbierz nebulizator na pojedyncze części, takie jak komora nebulizatora, maska, ustnik, rurka zasilająca itp.
10. Oczyszcz każdą część nebulizatora.
11. Upewnij się, że wszystkie części nebulizatora są w pełni suche przed ponownym złożeniem.
12. Po złożeniu nebulizatora, przechowuj go w czystym i suchym miejscu

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu