

Instrukcja użytkowania

Termometr bezdotykowy na podczerwień

**Opis:**

Termometr bezdotykowy to nowoczesne urządzenie, w którym zastosowano technologię pomiaru ciepłoty ciała poprzez podczerwień. Urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością. Duży podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach a także w domu.

Instrukcja obsługi:

1. Przygotowanie termometru: Upewnij się, że bateria jest naładowana lub wymień ją na nową, jeśli jest to konieczne. Następnie włącz urządzenie, naciskając odpowiedni przycisk.
2. Ustawienie odległości: Upewnij się, że termometr znajduje się w odpowiedniej odległości od obiektu lub ciała, który chcesz zmierzyć. Obiekt lub ciało powinno być w odległości od 5 do 8 cm
3. Nacelowanie celu: Należy nacelować cel pomiaru, czyli skierować termometr na powierzchnię lub ciało, które chcesz zmierzyć. Upewnij się, że strzałka termometru jest skierowana bezpośrednio na cel pomiaru.
4. Pomiar: Naciśnij przycisk pomiaru, aby rozpocząć proces pomiaru. W większości przypadków termometr wyświetli wynik na ekranie w ciągu kilku sekund.
5. Odczytanie wyniku: Odczytaj wynik pomiaru na ekranie termometru. Upewnij się, że interpretujesz wynik zgodnie z instrukcją obsługi. Termometr wykorzystuje różne kolory, aby wskazać, czy wynik jest normalny, za wysoki lub za niski.
6. Wyłączenie termometru: Po zakończeniu pomiaru wyłącz termometr, aby zaoszczędzić energię.
7. Po wyłączeniu termometru przeczyszczyć go wilgotną ściereczką.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.
Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 527-277-46-98
Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu