

Instrukcja użytkowania

Model szczęki ze szczoteczką



Model anatomiczny szczęk to wierna replika struktur takich jak: dziąsło, podniebienie, zęby trzonowe, zęby przedtrzonowe, kły siekacze. Znakomicie sprawdzi się więc jako pomoc naukowa w szkołach, gabinetach stomatologicznych, na uczelniach i w użytku domowym. Będzie idealny do prezentacji zasad szczotkowania zębów lub używania nici dentystycznych. Wykonany został z trwałego materiału syntetycznego i pomalowany wysokiej jakości farbami. Przez długi czas zachowa więc swój pierwotny wygląd.

Czyszczenie

Model anatomiczny szczęk należy czyścić przy pomocy wody i mydła. Nie należy używać w tym celu mocnych środków czyszczących i detergentów, gdyż może to doprowadzić do porysowania lub ogólnego zniszczenia modelu.

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu