

# Instrukcja użytkowania

## Fantom pielęgnacyjny- Noworodek



Pełnopostaciowy fantom noworodka- chłopca został zaprojektowany aby umożliwić naukę opieki nad niemowlęciem w bezpiecznym środowisku. Realistyczny wygląd noworodka (odwzorowanie fałdy skórnej, ruchome stawy) powoduje, że ćwiczący są jeszcze bardziej zaangażowani. Fantom nie posiada napięcia mięśniowego dzięki czemu wydaje się cięższy niż jest w rzeczywistości. Fantom może być wykorzystywany do ćwiczenia trzymania i noszenia, pielęgnacji pępka, skóry i zmian pieluch. Model waży około 1,1 kg, ale w odczuciu jest cięższy z powodu braku napięcia ciała w porównaniu z prawdziwym dzieckiem. Fałdy skórne umożliwiają trening prawidłowej higieny ciała. Głowa, ręce i nogi są ruchome.

### Cechy produktu

- pielęgnacja niemowlęcia
- kąpiel
- zmiana pieluch
- ogólny pomiar ciała
- pielęgnacja kikutu pępowinowego
- przystawianie do piersi
- nauka podnoszenia i trzymania niemowlęcia

### Czyszczenie

- Skóra twarzy, kończyn i torsu fantomu została wykonana z tego samego materiału i musi być czyszczona w odpowiedni sposób
- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu (np. Formuła 409, Windex, Vim).  
Zaleca się stosowanie tych środków z rozwagą uważając na to by zbytnio nie trzeć powierzchni skóry jako, że może dojść do jej uszkodzenia
- Skórę można przetrzeć ściereczką nasączoną alkoholem lub na 10 minut zanurzyć w roztworze 1/4 szklanki wybielacza i ok. 4 litrów wody

### Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 5272774698  
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu