

# Instrukcja użytkowania

## Symulator stomatologiczny- metalowy model jamy ustnej



Symulator stomatologiczny z głową i uchwytami do montażu. Używany w szkołach dentystycznych, uczelniach medycznych, podczas praktycznej pracy i praktykach studentów stomatologii. Umożliwia naturalną symulację przełyków pracy we wszystkich obszarach stomatologii i technologii stomatologicznej. Pozwala to stażystom pracować bardzo blisko warunków w praktyce.

### Cechy produktu

- Głowa fantomowa
- Rzeczywisty wygląd
- Metalowy artykulator, bardzo precyzyjnie oddający ruchy żuchwy
- Łatwa obsługa
- Pełne uzębienie – szczęka, żuchwa (32 zęby)
- Maski gumowa twarzy P-6 GM
- Niskie wymagania konserwacyjne
- Możliwość montowania innych modeli uzębienia w zależności od potrzeb

### Czyszczenie

Model anatomiczny szczęk należy czyścić przy pomocy wody i mydła. Nie należy używać w tym celu mocnych środków czyszczących i detergentów, gdyż może to doprowadzić do porysowania lub ogólnego zniszczenia modelu.

### Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 5272774698  
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu