

# Instrukcja użytkowania

## Skóra do zastrzyków i szycia



Zestaw do nauki szycia i treningu zakładania szwów. Model skóry przedstawia stricte skórę właściwą, tkankę tłuszczową i warstwy mięśniowe. Przeznaczony jest zarówno dla studentów jak i dla pracowników służby zdrowia, którzy mogą ćwiczyć różne typy zakładania szwów i zamykania ran. Trenażer umożliwia wykonywanie nacięć i określanie głębokości szycia chirurgicznego i technik szycia. Zestaw umożliwia trening wiązania szwów, użycia kleju tkankowego, szycia chirurgicznego głębokich tkanek, szycia chirurgicznego tkanek podskórnych. Wymiary symulatora skóry: 6x4x1,5cm

## Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.  
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź  
NIP: 5272774698  
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu