

Instrukcja użytkowania

Symulator stomatologiczny - głowa z mocowaniem na zagłówek fotela



Symulator stomatologiczny z głową i uchwytami do montażu. Używany w szkołach dentystycznych, uczelniach medycznych, podczas praktycznej pracy i praktykach studentów stomatologii.

Umożliwia naturalną symulację przełyków pracy we wszystkich obszarach stomatologii i technologii stomatologicznej. Pozwala to stażystom pracować bardzo blisko warunków w praktyce.

Cechy produktu

- Głowa fantomowa (transparentna)
- Rzeczywisty wygląd
- Metalowy artykulator, bardzo precyzyjnie oddający ruchy żuchwy
- Łatwa obsługa
- Pełne uzębienie - szczęka, żuchwa (32 zęby)
- Maska gumowa twarzy P-6 GM
- Uchwyt mocujący imadłowy P-TDGP
- Niskie wymagania konserwacyjne
- Możliwość montowania innych modeli uzębienia w zależności od potrzeb

Czyszczenie

Symulator stomatologiczny należy czyścić przy pomocy wody i mydła. Nie należy używać w tym celu mocnych środków czyszczących i detergentów, gdyż może to doprowadzić do porysowania lub ogólnego zniszczenia modelu.

Kontakt

Importer IN CORTA SP Z O. O.
ul. Piotrkowska 270/417 Łódź
NIP: 5272774698
tel: 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu