

## Instrukcja użytkowania

### Skóra do zastrzyków – Moduł powrotu krwi



Skóra do zastrzyków z wbudowanym modułem powrotu krwi, przedstawia stricte skórę właściwą, tkankę tłuszczową i warstwę mięśniową człowieka.

Wielofunkcyjny model treningowy z funkcją powrotu krwi został zaprojektowany w taki sposób, by po właściwym wstrzyknięciu płynu, powrócił on. Przy tym model cechuje prosta budowa, lekkość i wielkość umożliwiające łatwe przenoszenie.

Model przeznaczony dla studentów oraz słuchaczy szkół policealnych w kierunku medycznym jak i dla pracowników służby zdrowia, ułatwiająca wykonywanie różnych procedur medycznych.

Model został wykonany z wysokiej jakości silikonu medycznego gwarantując jego trwałość. Umożliwia trenowanie wykonywania zastrzyków, infuzji dożylnych, transfuzji, pobierania krwi.

#### **Czyszczenie:**

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem. Produkt wielokrotnego użycia.

#### **Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu