

## Instrukcja użytkowania

### Manekin intubacyjny tchawicy



Manekin intubacyjny tchawicy odwzorowujący przeciętnego, dorosłego człowieka. Urządzenie służy do trenowania intubacji nosowej i ustnej.

Składa się z głowy, nadmuchiwanego żołądka oraz płuc. W jamie ustnej znajdują się anatomiczne punkty orientacyjne: zęby, język, struny głosowe, krtań, przełyk. Struny głosowe są w kolorze białym, co ma na celu łatwiejsze badanie laryngoskopem.

Zestaw zawiera: manekin intubacyjny, rurkę dotchawiczną oraz urządzenie cyfrowe. Dołączona jest również do kompletu torba do transportowania oraz akcesoria.

Model znajduje zastosowanie na uczelniach medycznych i kierunkach pokrewnych. Niezbędny podczas wykładów i prezentacji właściwego wykonywania intubacji.

Model wykonano z wysokiej jakości materiału, który wyróżnia się swoją trwałością i wytrzymałością. Materiał ten odporny jest na uszkodzenia. Z dołączoną aparaturą należy obchodzić się delikatnie i ostrożnie aby nie uległa uszkodzeniu.

#### **Czyszczenie:**

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem, dzięki temu zostanie odkażona i gotowa do zastosowania przez kolejną osobę.

#### **Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu