

Instrukcja użytkowania

Męski fantom do nauki cewnikowania z miednicą



Zastosowanie i cechy produktu:

Model służy do celów naukowych. Znajduje zastosowanie podczas profesjonalnych szkoleń oraz treningów dotyczących cewnikowania cewki moczowej. Nadaje się do szkolenia personelu medycznego. Model jest wykonany z wytrzymałego materiału PCV. Zewnętrzne narządy rozrodcze są wykonane realistycznie. Opór i ciśnienie wprowadzania cewnika są zbliżone do ludzkiego ciała. Po napełnieniu cewnika można obserwować, jak ciecz wypływa na zewnątrz. Istnieje opcja wstawienia pasa imitującego prostatę. Produkt jest w kolorze skóry, idealnie odwzorowuje budowę ciała człowieka. Realizmu podczas ćwiczeń dodaje możliwość ułożenia pęcherza w różnych pozycjach.

Czyszczenie:

Fantom należy czyścić przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można zastosować popularne środki czystości stosowane w domu.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu