

Instrukcja użytkowania

Damski fantom do nauki cewnikowania z miednicą



Zastosowanie i cechy produktu:

Model służy do celów naukowych. Znajduje zastosowanie podczas profesjonalnych szkoleń przez przygotowanych do pracy przyszłą kadrę pielęgniarską, a także na uczelniach medycznych. Niezastąpiony podczas zajęć praktycznych. Dzięki niemu uczniowie nabierają wprawy i uczą się jak zakładać cewnik, aby minimalizować dyskomfort u pacjenta. Model jest wykonany z trwałego materiału PCV. Zewnętrzne narządy rozrodcze wykonane są realistycznie, a wargi sromowe są elastyczne. Specjalny kształt pęcherza zapobiega nienaturalnemu oporowi. Po napełnieniu cewnika można obserwować, jak ciecz wypływa na zewnątrz. Jest on w kolorze skóry i idealnie odwzorowuje budowę ciała człowieka. Realizmu podczas ćwiczeń dodaje możliwość ułożenia pęcherza w różnych pozycjach.

Czyszczenie:

Fantom należy czyścić przy użyciu wody i mydła. Jeśli zabrudzenia są uporczywe można użyć popularne środki czystości stosowane w domu.

Kontakt: Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 5272774698

tel : 530 010 229 email: sklep@medyczny.eu