

Instrukcja użytkowania

Symulator stomatologiczny – popiersie montowane do stolika



Model jest kopią człowieka, dzięki czemu praktyka jest zbliżona do realnej pracy z pacjentem. A możliwość montażu modelu do stolika zapewnia wygodę podczas ćwiczeń. Zęby można wyciągać pojedynczo i jest też opcja ich wymiany. Szczeka jest ruchoma.

Symulator stomatologiczny pod postacią popiersia mocowanego do ławki/ stołu znajduje szerokie zastosowanie na uczelniach medyczno- dentystycznych, podczas zajęć praktycznych. Jest również wybierany przez studentów tego kierunku do praktyki w domu. Symulator ma możliwość regulacji stopnia pochylecia głowy (360 stopni).

Zestaw zawiera: symulator (głowa, popiersie, szczeka), szczeka z pakietem zębów, paski montażowe.

Model jest prosty w montażu, wykonany został z wysokiej jakości tworzywa, który wyróżnia się swoją trwałością i wytrzymałością. Materiał ten odporny jest na uszkodzenia. Wymiary symulatora sprzyjają łatwemu przenoszeniu go.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem. Dodatkowo zęby symulatora można umyć tradycyjną szczoteczką do zębów.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu