

Instrukcja użytkowania

Trenażer do nauki i pielęgnacji stomii



Simulator do nauki i pielęgnacji stomii jest prawidłowym anatomicznie odtworzeniem brzucha z widoczną ileostomią i kolostomią.

Budowa anatomiczna kolostomii została wiernie odtworzona pod względem wyglądu zewnętrznego oraz przydatnych do ćwiczeń właściwości. Do tego celu zastosowano specjalny miękki i elastyczny materiał umożliwiający osiągnięcie jak najbardziej realistycznych wrażeń dotykowych..

Simulator umożliwia: irygację kolostomii, drenaż i wydalanie z ileostomii (wody) i z kolostomii (sztuczny stolec) przez sprężone powietrze ze strzykawek, przeprowadzanie demonstracji, przeprowadzanie ćwiczeń rozszerzania stomii, zakładanie i stosowanie worków stomijnych. ćwiczenie przemywania ran, przyklepanie przylepców opatrunkowych oraz bandażowanie.

Model do nauki i pielęgnacji stomii znajduje szerokie zastosowanie na uczelniach i w szkołach medycznych. Niezbędny podczas szkoleń z pierwszej pomocy medycznej oraz dla osób, które zajmują się zawodowo opieką nad osobami chorymi.

Model wykonano z wysokiego tworzywa sztucznego, który wyróżnia się swoją trwałością i wytrzymałością. Materiał ten odporny jest na uszkodzenia. Stabilność oraz wygoda użytkowania to zasługa podstawy. Wielkość symulatora umożliwia jego łatwe transportowanie.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu