

## Instrukcja użytkowania

### Zgrzewarka stomatologiczna



Urządzenie pomocne w przygotowaniu pakietów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji narzędzi w autoklawie. Prowadzenie sterylizacji w pakietach jest uznawane za szczególnie efektywną, bezpieczną i wygodną metodę. Pozwala na przechowanie sterylnych narzędzi przez dłuższy czas po przeprowadzonym procesie. Zgrzewarka może być wykorzystywana do zamykania gotowych opakowań, albo rękawów w rolkach o różnych szerokościach. Solidna obudowa z nierdzewnej stali i metalowa konstrukcja urządzenia gwarantuje stabilność i trwałość. Zgrzewarka zasilana sieciowo. Aby uruchomić sprzęt wystarczy wcisnąć zielony przycisk po lewej stronie. Zapalenie się czerwonej kontrolki uznaje się za gotowość przedmiotu do pracy.

Zgrzewarka stomatologiczna, znajduje zastosowanie w gabinetach dentystycznych, w szkołach o profilu higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

#### **Czyszczenie:**

Jeśli powierzchnia zgrzewarki ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu ściereczki nasączonej wodą z mydłem bądź alkoholem.

#### **UWAGA!**

MODEL należy użytkować z daleka od źródeł wody. Nie należy ingerować w jego konstrukcję. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Nie używać w przypadku uszkodzenia.

#### **Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu