

Instrukcja użytkowania

Drenaż klatki piersiowej



Fantom do nauki odbarczenia odmy i zakładania drenażu do klatki piersiowej, który skutkuje wyciekaniem płynu (kolor, objętość i lepkość wydzieliny kontroluje instruktor.) Prawa strona fantomu posiada 2 wycięcia w skórze ukazujące zależności anatomiczne pomiędzy warstwą skóry, mięśniami, żebrami i płucami. Lewa strona umożliwia symulowanie odmy opłucnowej, której odbarczenie skutkuje charakterystycznym świstem uwalnianego powietrza. Fantom do nauki odbarczenia odmy i drenażu to świetna pomoc dydaktyczna i znakomity trener. Przeznaczony do nauki teorii anatomii i umiejętności potrzebnych do przedszpitalnego zaopatrzenia klatki piersiowej oraz późniejszego jej drenażu.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia fantomu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem bądź przy pomocy ściereczki nasączonej alkoholem.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu