

Instrukcja użytkowania

Symulator iniekcji w mięsień biodrowy



Model pośladków posiada topograficzne punkty kostne, takie jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżową. Do wyboru właściwego miejsca wykonywania iniekcji punkty te można zidentyfikować palpacyjnie. Wycięcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwia obserwację struktur wewnętrznych tj. mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka. Na modelu można ćwiczyć trzy rodzaje iniekcji domięśniowych: środkowo pośladkowy, boczny mięśnia obszernego, brzuszno-pośladkowe.

Wymiary: 56x41x25 cm.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych i pielęgniarstwie.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu ściereczki nasączonej wodą z mydłem bądź alkoholem.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu