

Instrukcja użytkowania

Model ramienia do iniekcji



Symulator przedstawia typową anatomiczną budowę łopatki, obojczyka, kości ramiennej, mięśnia naramiennego, bicepsa, mięśnia ramienia oraz więzadła stawu barkowego. Trener znajduje się w standardowej pozycji ułatwiającej wykonywanie wkłuć. Posiada sześć różnych miejsc do wykonywania iniekcji : przednia część stawu barkowego, tylna część stawu barkowego, staw barkowo – obojczykowy, nerw nadłopatkowy, ścięgno pochwłki mięśnia ramienia, zapalenie kaletki pod barkowej. Model posiada wbudowany system świetlny, informujący o prawidłowym wykonaniu zadania (zielona dioda oznacza prawidłowe wykonanie zadania). Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych i pielęgnarskich.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu ściereczki nasączonej wodą z mydłem bądź alkoholem.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu