

Instrukcja użytkowania

Model dentystyczny dolnej szczęki z retainerami



Zdejmowane retainery z drutu są wykonane z tworzywa sztucznego i drutu i mają dużą przewagę nad przezroczystymi uchwytami, ponieważ pozwalają górnym zębom usiąść z dolnymi. Ich wykonanie jest czasochłonne i droższe, ale ich trwałość jest lepsza niż w przypadku przezroczystych aparatów retencyjnych. W przypadku aparatów ustalających z drutu zazwyczaj widać drut z przodu zębów, co może budzić sprzeciw niektórych osób. Demonstruje uchwyt Hawley zawierający drut metalowy, który zazwyczaj otacza sześć przednich zębów. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu to wyczyść ją przy pomocy dziecięcej szczoteczki z miękkim włosiem i wody.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu