

Instrukcja użytkowania

Nożyczki chirurgiczne proste 14 cm



Nożyczki chirurgiczne to narzędzie medyczne, które służy do cięcia i przecinania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Nożyczki te są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich wysoką trwałość i odporność na korozję. Nożyczki składają się z rączki oraz końcówki, która jest zakończona dwoma ostrymi ostrzami. Końcówka ta jest wykorzystywana do cięcia tkanek, a rączka pozwala na precyzyjne sterowanie narzędziem. Nożyczki chirurgiczne są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

Instrukcja obsługi nożyczek chirurgicznych:

1. Przed użyciem nożyczek stomatologicznych, należy umyć ręce i zdezynfekować narzędzie.
2. Nożyczkami stomatologicznymi należy precyzyjnie ciąć miękkie tkanki, takie jak dziąsła, błona śluzowa.
3. Należy unikać cięcia kości, zębów oraz twardych tkanek.
4. Po użyciu, nożyczki stomatologiczne należy dokładnie umyć i zdezynfekować.
5. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu nożyczek stomatologicznych należy je dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu