

Instrukcja użytkowania

Igłotrzymacz stomatologiczny



Dostępna w następujących rozmiarach:

#2102 Igłotrzymacz, Pojemność: 12,5 cm

#2103 Igłotrzymacz, Pojemność: 14 cm

#2104 Igłotrzymacz, Pojemność: 16 cm

#2105 Igłotrzymacz, Pojemność: 18 cm

Igłotrzymacz jest narzędziem stomatologicznym, który służy do bezpiecznego i precyzyjnego trzymania igieł jednorazowych. Igłotrzymacz ten składa się z rączki oraz końcówki, w której umieszczona jest igła. Rączka jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić lekarzowi dokładne i precyzyjne manewrowanie igłą podczas zabiegu, z minimalnym ryzykiem skaleczenia.

Igłotrzymacz stomatologiczny jest wykonany ze stali nierdzewnej. Narzędzie jest dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

Instrukcja obsługi pęsety chirurgicznej:

1. Przed użyciem igłotrzymacza stomatologicznego, należy umyć ręce i zdezynfekować narzędzie.
2. Załaduj igłę do igłotrzymacza i zablokuj ją.
3. Igłotrzymaczem należy delikatnie uchwycić igłę i przemieszczać ją w celu wykonania zabiegu.
4. Po użyciu, należy wyjąć igłę z igłotrzymacza, dokładnie umyć i zdezynfekować narzędzie przed ponownym użyciem.
5. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu pęsety należy ją dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu