


## Instrukcja użytkowania

### Kleszczyki Pean



#### Dostępne w następujących rozmiarach:

**#2108** Kleszczyki Pean zakrzywiane, Rozmiar: 12,5 cm

**#2109** Kleszczyki Pean zakrzywiane, Rozmiar: 16 cm

Kleszczyki stomatologiczne Peana to narzędzie stomatologiczne służące do przenoszenia i chwytania tkanek podczas zabiegów stomatologicznych. Są one skonstruowane z dwóch rączek, z których jedna jest ruchoma, a druga stała. Końcówki kleszczyków są zakończone dwoma szczypcami, które pozwalają na precyzyjne chwytanie tkanek.

Kleszczyki Peana różnią się od innych kleszczyków stomatologicznych tym, że końcówki ruchomej rączki są zakończone zaokrąglonymi szczypcami, co pozwala na dokładniejsze chwytanie tkanek. Szczypce te mają również specjalny uchwyt który pozwala na precyzyjną kontrolę i utrzymanie ich pozycji podczas zabiegu.

Kleszczyki Peana są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co zapewnia ich wysoką trwałość i odporność na korozję. Są one dostępne w różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

#### Instrukcja obsługi kleszczyków Peana:

1. Przed użyciem kleszczyków Peana, należy umyć ręce i zdezynfekować narzędzie.
2. Kleszczyki Peana służą do precyzyjnego chwytania i przemieszczania tkanek.
3. Aby otworzyć kleszczyki, należy rozchylić końcówki kleszczyków za pomocą dźwigni znajdującej się na rączce.
4. Aby zamknąć kleszczyki, należy nacisnąć dźwignię i skrzyżować końcówki kleszczyków.
5. Kleszczykami należy delikatnie chwycić i przemieszczać tkanki podczas wykonywania zabiegu.
6. Po użyciu, należy dokładnie umyć i zdezynfekować kleszczyki przed ponownym użyciem.
7. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

#### Czyszczenie:

Po każdym użyciu pęsety należy ją dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia.

#### Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu