

Instrukcja użytkowania

Imadło stomatologiczne



Imadło stomatologiczne to narzędzie, służące do utrzymywania otwartych ust pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych. Imadło składa się z dwóch rączek, połączonych zębatą szyną. Użycie imadła pozwala lekarzowi na swobodny dostęp do jamy ustnej pacjenta. Narzędzie jest lekkie, trwałe i łatwe do dezynfekcji, dzięki czemu jest bezpieczne i higieniczne w użytku.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu pęsety należy ją dokładnie umyć pod bieżącą wodą następnie spryskać przeznaczonym do tego płynem dezynfekującym. Pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu