

Instrukcja użytkowania

Wanienka dezynfekcyjna z sitem



Dostępna w następujących pojemnościach:

#2111 Wanienka dezynfekcyjna, Pojemność: 1,2l,

#2112 Wanienka dezynfekcyjna, Pojemność: 2,0l

#2113 Wanienka dezynfekcyjna, Pojemność: 4,5l,

#2114 Wanienka dezynfekcyjna, Pojemność: 7,0l,

#2115 Wanienka dezynfekcyjna, Pojemność: 10,5l

Wanienka dezynfekcyjna to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji różnego rodzaju przedmiotów. Wanienka składa się z jednej komory, wyposażonej w sito w której umieszcza się przedmioty do dezynfekcji. Wieczko pozwala na zamknięcie wanienki gwarantując bezpieczeństwo użytkowania.

Wanienka dezynfekcyjna jest skutecznym i efektywnym sposobem na zdezynfekowanie przedmiotów, które mogą być siedliskiem bakterii i wirusów. Dzięki temu, że przedmioty są poddawane działaniu wysokiej temperatury lub specjalnie dobranego środka dezynfekującego, możliwe jest skuteczne usunięcie drobnoustrojów.

Wanienki dezynfekcyjne dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb różnych branż i zastosowań. Są one łatwe w użyciu i konserwacji.

Czyszczenie:

Po każdym użyciu wanienki dezynfekcyjnej należy całość umyć pod bieżącą wodą używając gąbki nasączonej wodą z mydłem, alkoholem bądź środkiem dezynfekcyjnym. Po umyciu narzędzia należy je dokładnie osuszyć.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu