

## Instrukcja użytkowania

### Lupa stomatologiczna montowana na głowicy – zestaw



Lupa stomatologiczna to specjalistyczne narzędzie, które służy do ulepszenia widoczności i precyzji pracy dentysty lub stomatologa. Model ma możliwość zamocowania na głowie co zdecydowanie pomaga i ulepsza jakość pracy.

Model składa się ze szklanych soczewek skupiających światło. Wyposażony został również w dodatkową diodę LED, która pozwala na lepsze oświetlenie obszaru pracy.

Lupa stomatologiczna jest niezbędna przy wielu różnych procedurach stomatologicznych, w tym leczenia kanałowego, skutecznego leczenia RTG, czy też prac chirurgicznych, są także pomocne dla lekarzy zmagających się z trudnościami wzrokowymi lub po prostu potrzebującymi większej precyzji w swojej pracy.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych, chirurgicznych.

#### **Czyszczenie:**

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem, alkoholem bądź środkiem dezynfekującym.

#### **Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu