

Instrukcja użytkowania

Skaler stomatologiczny



Skaler stomatologiczny to urządzenie przeznaczone do usuwania kamienia nazębnego oraz osadów z powierzchni zębów. Jest to niezbędne narzędzie w utrzymaniu zdrowych zębów i dziąseł. Skaler składa się z rękojeści oraz metalowej końcówki, emitującej drgania pozwalające na precyzyjne usunięcie kamienia nazębnego z trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie międzyzębowe i korzenie zębów.

Używanie skalera stomatologicznego podczas regularnych wizyt dentystycznych, pozwala na skuteczne usunięcie osadów i zapobiega powstawaniu próchnicy, paradontozie oraz innych chorób zębów i dziąseł.

Czyszczenie:

Jeśli powierzchnia modelu ulegnie zabrudzeniu należy oczyścić ją przy użyciu gąbki nasączonej wodą z mydłem, alkoholem bądź środkiem dezynfekującym.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu