

## Instrukcja użytkowania

### Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej



Kosz został wykonany ze stali szlachetnej, która jest odporna na korozję oraz łatwa do utrzymania w czystości. Dzięki temu kosz może być używany wielokrotnie, zapewniając przy tym wysoki poziom higieny. Wielkość kosza pozwala na umieszczenie w nim różnego rodzaju narzędzi medycznych i kosmetycznych, takich jak nożyczki, skalpele, igły, kleszcze czy pęsety. Solidna konstrukcja kosza i równomierne rozmieszczenie otworów umożliwiających swobodny przepływ płynów sprawia, że proces sterylizacji przebiega sprawnie i dokładnie.

Wymiary kosza to 25 x 16,5 x 4,5 cm.

**Czyszczenie:**

Kosz po użyciu należy przemyć gorącą wodą i wysuszyć do kolejnego użycia.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu