

Instrukcja użytkowania

Zestaw do koferdamu



Zestaw do koferdamu składa się z dziurkacza, kleszczy oraz 9 klamer. Dziurkacz do koferdamu to narzędzie służące do perforacji gumy. Umożliwia wycinanie otworów o różnej średnicy dzięki obracającemu się bębnekowi. Dziurkacz wycina odpowiedni otwór w koferdamie w zależności od wielkości zęba. Kleszcze do koferdamu są narzędziem dentystycznym służącym do umieszczania, dopasowywania, zdejmowania klamer użytych do podtrzymania gumy koferdamu. Zestaw 9 klamer do koferdamu wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniającej doskonałe właściwości antykorozyjne. Posiadają skrzydełka umożliwiające mocowanie ich do ramek i osadzania całości na zębie. Całość umieszczona jest w etui, co pozwala na łatwe transportowanie narzędzi

Czyszczenie:

Po użyciu zestawu należy wyczyścić go w autoklawie w temperaturze do 135 stopni.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu