

Instrukcja użytkowania

Stół do pakietowania



Opis:

Stół do pakietowania został wykonany ze stali nierdzewnej, dzięki temu odporny jest na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Stół jest stabilny, daje gwarancję wytrzymałości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa.

Mebel znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, dentystycznych, stomatologicznych oraz. pracowniach szkolnych

Instrukcja:

1. Rozpakuj wszystkie elementy z opakowania i upewnij się, że masz wszystkie części.
2. Połóż na ziemi dolny blat stołu i przypnij do niego koła za pomocą śrub i nakrętek. Upewnij się, że wszystkie nóżki są dobrze przypięte i stół jest stabilny.
3. Następnie połóż na dolnym blacie ramę stołu i zamocuj ją do kół za pomocą śrub i nakrętek.
4. Przypnij górną półkę do ramy stołu za pomocą śrub i nakrętek.
5. Umieść górną płytę stołu na półce i przypnij ją do niej za pomocą śrub i nakrętek.
6. Sprawdź, czy wszystkie części są dobrze przypięte i czy stół jest stabilny.
7. Stół jest gotowy do użytku.

Czyszczenie:

W przypadku zabrudzeń umyj stół wodą z mydłem, a następnie zdezynfekuj.

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu