


## Instrukcja użytkowania

### Stojak na kroplówkę



Mobilny stojak na kroplówki wyposażony został w wysuwany wysięgnik i głowicę z 2 wieszakami które umożliwiają zawieszenie woreczków z płynami infuzyjnymi. 4-ramienna podstawa stojaka wyposażona jest w kółka skrętne. Stojak kroplówki znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów, jak również do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, również w warunkach domowej opieki nad pacjentem. Łatwy w złożeniu.

**Czyszczenie:**

Stojak należy czyścić wodą z mydłem, a następnie płynem dezynfekującym.

**Kontakt:**

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu