

Instrukcja użytkowania

Fantom dziecka do masażu

**Opis:**

Fantom pod postacią dziecka o wysokości 100 cm, waga 13 kg wykonany jest z silikonu, idealnie naśladuje ludzką skórę co sprzyja nauce wykonywania masażu. Fantom ma możliwość przystosowania ciepła do naturalnej temperatury ciała człowieka co daje realistyczne odczucia.

Fantom dziecka do masażu znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

Instrukcja:

Usunięcie brudu i kurzu:

- A. Użyj miękkiej szczotki lub odkurzacza, aby usunąć brud i kurz z powierzchni manekina.
- B. Użyj wilgotnej szmatki, aby usunąć brud i plamy.

Dezynfekcja:

- A. Użyj specjalnego środka dezynfekcyjnego, który jest przeznaczony do czyszczenia manekinów.
- B. Rozpyl środek na powierzchnię manekina i pozostaw go na kilka minut, aby zdezynfekować manekina.

Ważne jest, aby regularnie czyścić fantom, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę podczas szkoleń. Upewnij się, że korzystasz z odpowiednich środków czyszczących i dezynfekujących, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni manekina

Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu