

## Instrukcja użytkowania

### Wałki do masażu



#### Opis:

Wałki do masażu o różnej wielkości dają możliwość dopasowania narzędzia do wykonywanych ćwiczeń. Wykonane są z usztywnianej pianki **odpornej na odkształcenia**, a powierzchnia nie niszczy się pod wpływem używania preparatów do dezynfekcji.

Kształtki rehabilitacyjne **zapewniają pełen relaks i rozluźnienie mięśni** pacjenta podczas terapii. Stosowane są pod kolana, kostki, brzuch oraz naturalne zgięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Dostępne w czterech rozmiarach.

#### Instrukcja:

1. Przygotuj mieszankę wody i łagodnego detergentu lub mydła do rąk.
2. Zanurz końcówkę wałka w wodzie z mydłem i delikatnie wmasuj czyszczącą mieszankę w każdy ząbek lub zagięcie na wałku.
3. Użyj miękkiej szczoteczki, aby dokładnie wyczyścić każdą część wałka.
4. Spłucz wałek pod bieżącą wodą, aby pozbyć się resztek mydła.
5. Wyciągnij wałek i osusz go ręcznikiem lub pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
6. Jeśli chcesz dodatkowo zdezynfekować wałek, możesz przetrzeć go alkoholem izopropylowym lub wykorzystać specjalne płyny dezynfekujące dla masażystów.
7. Pamiętaj, aby regularnie czyścić swój wałek do masażu, aby utrzymać go w czystości i uniknąć rozwoju bakterii.

#### Kontakt:

Importer IN CORTA SP Z O. O.

Ul. Piotrkowska 270/417 Łódź

NIP: 527-277-46-98

Tel : 530 010 229, E-mail: sklep@medyczny.eu