


Z nami wyposażysz szkolne pracownie medyczne

Katalog produktowy 2024/2025



Medyczny.eu

Medyczny sklep internetowy



www.medyczny.eu



sklep@medyczny.eu



530 010 229

Sprawdź ofertę wyposażenia pracowni dla poszczególnych zawodów:



**Opiekun
medyczny**



**Technik
masażysta**



**Technik usług
kosmetycznych**



**Asystentka
stomatologiczna**



**Higienistka
stomatologiczna**



**Technik sterylizacji
medycznej**

Spis treści:

02-16	Nowości
17-19	Fantomy RKO/BLS
20-22	Fantomy pielęgnacyjne
23-24	Fantomy do nauki masażu
25-27	Fantomy do nauki cewnikowania
28-32	Symulatory do nauki iniekcji
33-42	Modele anatomiczne
43-46	Manekiny treningowe
47-49	Manekiny kosmetyczne
50-52	Symulatory stomatologiczne
53-60	Modele stomatologiczne
61-68	Narzędzia stomatologiczne
69-70	Unity stomatologiczne
71-73	Wyposażenie pracowni sterylizacyjnej
74-80	Wyposażenie pracowni medycznej
81-86	Wyposażenie pracowni masażysty
87-89	Plansze anatomiczne
90-92	Promocje



Nowości

02-16

#1901



65,00zł

Blok pomiarowy - linijka endodontyczna

Wymiary: 10 x 3,4 x 2 cm

Produkt ten został wykonany z wysokiej jakości, trwałego materiału syntetycznego, o estetycznym niebieskim wykończeniu. Posiada precyzyjnie wyprofilowane otwory na narzędzia, co zapewnia ich idealne dopasowanie. Dzięki możliwości sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 135 °C, gwarantuje wysoki poziom higieny. Blok pomiarowy doskonale nadaje się do zastosowania w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych, oferując niezawodność i funkcjonalność.

#1921



949,00zł

Asystor

Wymiary blatu: 45 x 35 x 2,5 cm, regulowana wysokość 92-137 cm

Asystor, umożliwia bezpieczne i ergonomiczne rozmieszczenie niezbędnych narzędzi medycznych, zapewniając ich łatwy dostęp oraz mobilność dzięki praktycznym kółkom, z których dwa posiadają specjalną blokadę zapobiegającą niezamierzonemu przemieszczeniu się. Całość wykonana jest z wytrzymałej stali nierdzewnej i specjalnych profili metalowych, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz odporność na uszkodzenia. Asystor jest niezastąpionym wyposażeniem w specjalistycznych gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz kosmetycznych.

#1920



45,00zł

Metalowa miska nerkowata

Wymiary: 21 x 14 x 2,5 cm
Pojemność: 500 ml

Zastosowanie miski jest wszechstronne i obejmuje różnorodne obszary medycyny, od zabiegów ambulatoryjnych po chirurgiczne. Stanowi niezbędny element wyposażenia każdego środowiska medycznego, zapewniając bezpieczeństwo i higienę podczas procedur medycznych. Miska nerkowata wielokrotnego użytku, wykonana została ze stali szlachetnej, dzięki temu jest bardziej funkcjonalna. Doskonale sprawdza się do gromadzenia zużytych narzędzi medycznych czy płynów operacyjnych. Jej łatwość w czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji czyni ją idealnym wyborem dla placówek medycznych.

#1919



45,00zł

Szyna do unieruchomienia złamań

Wymiary: 100 x 11 cm

Wielokrotnego użytku szyna medyczna do unieruchomienia złamań umożliwia tymczasowe usztywnienie złamanej/zwichniętej kończyny, stawów a nawet szyjnego odcinka kręgosłupa. Ze względu na swoją lekką wagę jest łatwa w formowaniu, dzięki temu idealnie dostosowuje się do pożądanego kształtu. Szyna wykonana z aluminiowego rdzenia zabezpieczona jest pianką z polietylenu, która ma właściwości ogrzewające miejsce urazu oraz zmniejsza ucisk na tkanki miękkie. Materiał z którego została wykonana jest łatwy w utrzymaniu w czystości. Stosowana przez grono użytkowników, posiada rekomendację: wojska, służby zdrowia, straży pożarnej.

#1918



45,00zł

Taca metalowa

Wymiary: 32 x 22 x 2cm

Duża taca ze stali nierdzewnej idealnie sprawdzi się do przechowywania różnego rodzaju narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych oraz kosmetycznych. Może również służyć jako taca laboratoryjna w gabinetach podologicznych. Jest produktem codziennego użytku w każdym gabinecie specjalistycznym.

#1916



79,00zł

Karpula

Narzędzie pozwala na bezproblemową aplikację znieczulenia pacjentowi podczas zabiegu. Dzięki nim wykonywane procedury są precyzyjne. Produkt został doskonale dopasowany do dłoni umożliwiając bardzo dokładną kontrolę nad tłokiem. Uchwyty poprzeczne stabilizują strzykawkę w dłoni i gwarantują pewny chwyt. Wymiana ampułek przebiega bardzo łatwo i intuicyjnie. Karpula łamana z dwoma poprzecznymi uchwytami to jedno z podstawowych narzędzi w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym jak i protetycznym.

#1915



399,00zł

Kaseta do segregacji narzędzi w zestawie z gumkami

Wymiary: 20 x 30 x 10 cm

Kaseta siatkowa do segregacji narzędzi stomatologicznych została wykonana ze stali nierdzewnej, co sprawia że jest odporna na korozję. Do zestawu są dołączone gumki, dzięki którym przechowywane narzędzia nie przemieszczają się. Idealnie sprawdzi się przy dezynfekcji, sterylizacji oraz czyszczeniu narzędzi.

Kaseta do segregacji narzędzi to jedno z podstawowych narzędzi w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym jak i protetycznym.

#1914



29,99zł

Rozwieracz do policzków - zestaw

Zestaw 2 szt w rozmiarze: M (118 x 85 x 17 mm) oraz L (130 x 92 x 21 mm)

Rozwieracz policzkowy pozwoli uzyskać wgląd do całej szczęki pacjenta co usprawnia identyfikację stanu uzębienia. Wykorzystane przezroczyste tworzywo cechuje się wysoką odpornością na tarcie i inne działania mechaniczne. Tępe krawędzie gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas całego procesu. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort użytkowania. Możliwość sterylizacji w autoklawie w 134 stopniach. Rozwieracz to jedno z podstawowych narzędzi w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym jak i protetycznym.



#1917

849,00zł

Wstrząsarka kapsułkowa do amalgamatu i giasjonomerów

Wstrząsarka kapsułkowa do zarabiania amalgamatu i giasjonomerów posiada uchwyt dostosowany do standardowych rozmiarów kapsulek. Uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczona jest pokrywą. Urządzenie posiada możliwość cyfrowego sterowania czasem pracy.

Specyfikacja:

- Moc: 30W
- Napięcie: 220W
- Amplituda: 15mm
- Regulowany czas pracy urządzenia: od 1 do 99 sekund

#1913

149,⁰⁰zł

Pistolet do masy silikonowej, 50ml, 1:1

Wyciskacz ręczny do podwójnych kartuszy 50ml mieszanych w proporcjach 1:1. Wykonany z dobrej jakości tworzywa, jest łatwy w użyciu. Specjalna konstrukcja umożliwia bezproblemową wymianę kartuszy. Pistolet do masy silikonowej to jedno z podstawowych narzędzi w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym jak i protetycznym.

#1912

45,⁰⁰zł

Pistolet do amalgamatu dentystycznego

Kąt nachylenia: 60 stopni

Pistolet do amalgamatu służy do wypełniania ubytków zęba specjalnym materiałem. W pistolecie umieszcza się amalgamat, a następnie poprzez naciśnięcie wprowadza się materiał stomatologiczny do jamy zęba. Posiada ergonomiczną konstrukcję, która gwarantuje wysoki komfort pracy. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej, która zapobiega korozji gwarantując przy tym wysoki komfort pracy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Łatwy w czyszczeniu. Pistolet do amalgamatu to jedno z podstawowych narzędzi w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym jak i protetycznym.

#1902

4 399,⁰⁰zł

Model mięśniowy głowy i szyi

Wymiary: 34 x 37 x 20,5 cm

Anatomiczny, mięśniowy model głowy i szyi jest naturalnych rozmiarów co przekłada się na realizm przeprowadzanych zajęć. Model rozkłada się na 19 poszczególnych części, dzięki temu w łatwy sposób można przedstawić budowę mięśniową górnej części ciała człowieka. Model, ukazuje głowę i szyję w przekroju. Wierz czaszki jest zdejmowany, co pozwala na lepszą obserwację mózgu, mózdzku i pnia mózgowego. Model przedstawia również mięsień naramienny, mięsień piersiowy, mięsień czworoboczny, lewy mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięsień oczu, żuchwy i obojczyka. Na makiecie zostały uwidocznione również nerwy czaszkowe i struktury naczyniowo-mózgowe.

#1910

450,⁰⁰zł

Składane łóżko do masażu z regulowaną wysokością

Wymiary: 186 x 80 cm, regulowana wysokość łóżka 58-85 cm

Łóżko posiada regulowany kąt nachylenia zagłówek. Powierzchnia użytkowa pokryta jest skórą ekologiczną, pod którą znajduje się gruba pianka zapewniająca miękkość. Górna część łóżka posiada specjalnie wycięty otwór na twarz. Łóżko, składa się do formy walizki zamykanej na klamry. W zestawie znajdują się dodatkowe akcesoria tj. podłokietniki, dodatkowa poduszka na twarz. Wielofunkcyjne, przenośne łóżko sprawdzi się w gabinetach masażu, tatuażu, salonach spa. Łóżko jest również idealnym rozwiązaniem dla salonów kosmetycznych.



#1911

1 799,00zł

Bezprzewodowy skaler ultradźwiękowy

Bezprzewodowy skaler emituje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, które tworzą wibracje zdolne do łagodnego rozluźniania i usuwania osadów z powierzchni zębów oraz z kieszonek dziąsłowych. Proces ten jest znacznie bardziej efektywny niż tradycyjne metody ręcznego usuwania kamienia. Urządzenie jest wyposażone w automatyczny podajnik wody.

Stomatologiczny, bezprzewodowy skaler stomatologiczny to podstawowe wyposażenie specjalistycznych gabinetów endodontycznych, periodontycznych, stomatologicznych oraz dentystrycznych.



#1909

3 299,⁰⁰zł

Fantom dziecka do RKO

Realistyczny model siedmioletniego dziecka, wykonany w naturalnej skali 1:1, wyposażony został w funkcje do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz procedur związanych z usuwaniem ciała obcego z dróg oddechowych. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym elementom, fantom posiada wyczuwalne żebra oraz elastyczną klatkę piersiową, która podczas praktykowania sztucznego oddychania podnosi się w sposób odzwierciedlający naturalne reakcje ciała ludzkiego. Model ten został stworzony z myślą o profesjonalnym wykorzystaniu w placówkach kształcących przyszłych profesjonalistów medycznych, takich jak szkoły medyczne, uniwersytety, a także kursy pierwszej pomocy.

#1908



5 999,00zł

Luminometr

Wymiary: 18,8 x 7,7 x 3,7 cm

Przenośny, ręczny luminometr jest prostym przedmiotem, używanym do monitorowania i nadzorowania ogólnego stanu higieny powierzchni. Wystarczy pobrać próbkę z wybranej powierzchni, włożyć do urządzenia a już w kilkanaście sekund otrzymasz wynik na temat higieny w danym miejscu. Jest to ogromne udogodnienie dla miejsc, gdzie czystość jest gwarancją jakości. Samo urządzenie wykorzystuje enzymatyczny rozkład ATP, podczas którego występuje efekt bioluminescencji. Charakteryzują się ponadto ogromną precyzją. Jest ono odporne na wahania temperatury oraz na opóźnienia w przypadku aktywacji i pomiaru wymazu. Urządzenie obsługiwane w języku polskim. Do zestawu jest dołączona ładowarka. Luminometr, sprawdzi się w gabinetach lekarskich, gabinetach masażu, gabinetach tatuażu, salonach spa. Narzędzie jest również idealnym rozwiązaniem dla gabinetów stomatologicznych, dentystycznych oraz protetycznych.

#1906



649,00zł

Mobilny wózek brudownik

Wymiary: 90 x 65 x 82 cm

Mobilny, uniwersalny wózek brudownik, posiada ramę wykonaną ze stali nierdzewnej co sprawia, że jest odporny na korozję. Do zestawu jest dołączony łatwo zdejmowany, czarny, materiałowy worek, montowany do stelażu za pomocą karabińczyków. Można go z łatwością zdemontować i w razie potrzeby wyprać. Wózek swoje zastosowanie znajdzie w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, gabinetach masażu, gabinetach kosmetycznych jak i również w gabinetach stomatologicznych i dentystycznych.

#1907




155,00zł

Kule pachowe ortopedyczne - zestaw 2 sztuk

Regulowana wysokość kul: 175-190 cm

Kule inwalidzkie pachowe, stosowane są w przypadku urazu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem w obrębie nadgarstka lub łokcia. Pozwala utrzymać pionową pozycję i ułatwia poruszanie. Kule służą do reedukacji chodu, a także do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadku cięższych dysfunkcji kończyn dolnych lub tułowia.

#1905



299,00zł

Metalowy podnóżek

Wymiary: 47 x 22,5 x 23,5 cm
Udźwig: 150 kg

Jednostopniowy podnóżek został wykonany ze stali nierdzewnej co sprawia, że jest odporny na korozję oraz jest łatwy w utrzymaniu czystości. Jego powierzchnia na szczycie jest wykonana ze specjalnej, antypoślizgowej struktury co przyczynia się do większego poczucia bezpieczeństwa. Nóżki podnóżka zostały zabezpieczone antypoślizgowymi nakładkami. Podnóżek swoje zastosowanie znajdzie w szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, gabinetach masażu.

#1904

99,⁰⁰zł

Dozownik na ręczniki papierowe

Wymiary: 21,5 x 20,5 cm

Dozownik do standardowych ręczników papierowych w listkach, wykonany jest z tworzywa ABS dzięki czemu jest bardziej odporny na zarysowania i pęknięcia. Odporny na działanie wody i detergentów. Zamykany na kluczyk. Podajnik posiada okienko kontrolne informujące o ilości ręczników, co umożliwia łatwe monitorowanie i uzupełnienie ich w odpowiednim czasie.

Podajnik posiada estetyczny wygląd i uniwersalny kolor obudowy pasujący do większości pomieszczeń sanitarnych.

#1923

49,⁹⁹zł

Endobox

Wymiary: 10 x 5,4 x 4,4 cm

Endobox wielokrotnego użytku, służy do przechowywania instrumentów medycznych w gabinetach stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych. Wykonany jest ze stali szlachetnej. Posiada wysoce polerowane wykończenie zapewniające estetykę. Produkt idealnie nadaje się do sterylizacji w autoklawie na gorąco jak i na zimno. Posiada 72 otwory.

#1925

35,⁰⁰zł

Zestaw łyżek wyciskowych górnych i dolnych (12 sztuk)

Wymiary: 15 x 10 x 10 cm

Plastikowe, stomatologiczne łyżki wyciskowe służą do pobierania wycisków protetycznych i modeli diagnostycznych. Wykonane z tworzywa sztucznego. Są przystosowane do sterylizacji w autoklawie. Zestaw posiada 6 górnych oraz 6 dolnych łyżek. To niezbędne narzędzie w każdym gabinecie stomatologicznym, dentystycznym oraz protetycznym.



#1922

799,00zł

Trzypoziomowy stolik zabiegowy

Stolik zabiegowy (oddziałowy) wykonany jest ze stali szlachetnej. Jest odporny na korozję. Stolik posiada trzy metalowe półki oraz uchwyty, które ułatwiają transportowanie. Całość osadzona została na czterech kółkach, z których dwa posiadają blokadę. Na tacach można przewozić m.in. akcesoria medyczne, artykuły higieniczne, lekarstwa. Stolik zabiegowy jest niezbędnym wyposażeniem w placówkach służby zdrowia.



#1928

1 799,00zł

Inkubator wskaźników biologicznych

Wymiary: 110 x 153 x 98 cm

Inkubator może być stosowany w procesie kontroli sterylizacji parą, plazmą, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Biologiczne testy sterylizacji po umieszczeniu w urządzeniu poddawane są inkubacji z parametrami określonymi przez producenta. Urządzenie pozwala na precyzyjne ustawienie temperatury i czasu inkubacji. Parametry na bieżąco wyświetlane są na panelu LCD.

Specyfikacja:

- Ilość otworów: 12,
- Moc: 48W,
- Zakres regulacji temperatury: temperatura pokojowa +5 °C ~ 100 °C,
- Zakres ustawień wynosi od 0°C do 100°C,
- Czas nagrzewania (od 20°C do 100°C): ≤15m,
- Czas chłodzenia: ≤1 KG,
- Dokładność kontroli temperatury: ± 0,3 °C,
- Stabilność temperatury przy 40°C: ±0,3°C,
- Stabilność temperatury przy 100 °C: ± 0,3 °C,
- Dokładność wyświetlania temperatury: 0,1 °C,
- Ustawienia czasu rozrządu: 1-99h, 1-99m, 1-99s, 0 jest nieskończone.

#1935



99,00zł

Ciśnieniomierz automatyczny

Wymiary: 16 x 16 x 8 cm

Naramienny, automatyczny aparat do mierzenia ciśnienia krwi z wyświetlaczem LCD.

Specyfikacja:

- Zakres pomiaru: 40-199 uderzeń/min
- Zakres ciśnienia mankietu: 0-280 mmHg
- Obwód mankietu: 22-32 cm
- Tryb zasilania: Ładowanie USB
- Bateria: 2 x AAA

#1938



150,00zł

PEG- rurka gastrostomijna 22 FR

PEG pozwala na przeszkórną, endoskopową gastrostomię, która pozwala dostarczyć pokarm bezpośrednio do żołądka, omijając jamę ustną. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego odżywienia u pacjentów niezdolnych do samodzielnego przyjmowania pokarmu przez usta.

Rurka może być przydatna w przypadku trudności w połykaniu na skutek schorzeń neurologicznych lub anatomicznych (udar, atrezja przełyku, przetoka tchawiczo-przełykowa, radioterapia nowotworów głowy i szyi) oraz w celu zmniejszenia ryzyka zachyłkowego zapalenia płuc.

#1931



110,00zł

Kołnierz sztywny ortopedyczny

Kołnierz ortopedyczny, pozwala skutecznie unieruchomić głowę. Zapobiega obrotom szyi oraz jej zginaniu, co przeciwdziała pogłębianiu skutków urazu lub odnawianiu się kontuzji. Dzięki wzmocnionej szynie z tworzywa sztucznego części potylicznej kołnierz skutecznie podtrzymuje i odciąża także kark pacjenta. Anatomicznie wyprofilowane części kołnierza dobrze przylegają do ciała, nie uwierając ani nie powodując dyskomfortu. Produkt jest łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu, dzięki zapięciu na rzep o dużym zakresie regulacji. Jego zaletą jest również otwór w przedniej części. Jeśli pacjent nie korzysta z rurki tracheotomijnej, wówczas umożliwia on lepszy przepływ powietrza. Stabilizator zapewnia także podparcie dla podbródka pacjenta, co nie tylko dodatkowo zapobiega ruchom głowy w niepożądanym zakresie, ale przede wszystkim poprawia komfort pacjenta.

#1929



1 999,00zł

Kontener sterylizacyjny z plombą (na ciepło)

Wymiary zewnętrzne: 320 x 186 x 102 mm

Wymiary wewnętrzne: 278 x 184 x 118 mm

Nieperforowany kontener jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną sterylizację narzędzi chirurgicznych. Można umieszczać go w autoklawie, co zapewnia pełną sterylizację przy użyciu wysokiej temperatury i pary. Właściwy proces dezynfekcji zapewnia bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim personelowi pracującemu na reprocessowanych narzędziach. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej, która zapobiega korozji gwarantując przy tym wysoki komfort pracy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Łatwy w czyszczeniu.



#1937

650,00zł

Ssak do odsysania płynów ustrojowych

Elektryczny, przenośny ssak jest odpowiedni do stosowania w różnych dziedzinach medycyny. Sprzęt ten wyposażony jest w stopniowy wskaźnik próżniowy, zawór regulujący próżnię oraz jednolitrowy, borowo-krzemianowy zbiornik z podziałką. Pokrywa zbiornika automatycznie zamyka się pod wpływem działania próżni. Urządzenie zabezpieczające zbiornik przed przepełnieniem, zatrzymuje odsysanie płynów, jeśli zbiornik osiągnie maksymalną pojemność, uniemożliwiając w ten sposób przepływ cieczy do urządzenia wsysającego oraz chroniąc przed trwałym uszkodzeniem części mechanicznych.

Aparat jest wygodny w użyciu, praktyczny i odpowiedni w szczególności do stosowania na oddziałach szpitalnych, w przypadku pierwszej pomocy czy w okresie pooperacyjnym.

Specyfikacja:

- Napięcie: AC220 V 50 Hz,
- Moc: 90VA,
- Maksymalna wartość podciśnienia: $\geq 0,075$ MPa,
- Szybkość pompowania: ≥ 18 l/MIN,
- Objętość zbiornika: 1000ML.



#1932

Krążek przeciwoodleżynowy z otworem

Wymiary: 30 x 11 cm

50,00zł

#1933

Krążek przeciwoodleżynowy z otworem

Wymiary: 35 x 14 cm

55,00zł

#1934

Krążek przeciwoodleżynowy z otworem

Wymiary: 40 x 17 cm

60,00zł

Krążek przeciwoodleżynowy przeznaczony jest do stosowania miejscowego. Otwór w środku krążka zapewnia stały dostęp powietrza do zagrożonej odleżynami powierzchni skóry. Otwór zapewnia dodatkowo odciążenie centralnej części podpieranej kończyny. Krążek pełni jedynie funkcję zapobiegawczą, a nie wyprowadzającą pacjenta z już powstałych odleżyn.

#1930

**1 999,00zł****Kontener sterylizacyjny z plombą i koszem (na zimno)**


Wymiary zewnętrzne: 320 x 186 x 102 mm
Wymiary wewnętrzne: 278 x 184 x 110 mm

Perforowany kontener jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną sterylizację narzędzi chirurgicznych. Perforacja ułatwia dostanie się środka dezynfekującego do wszelkich zakamarków w sterylizowanych narzędziach. Właściwy proces dezynfekcji zapewnia bezpieczeństwo nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim personelowi pracującemu na reprocessowanych narzędziach. Wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej, która zapobiega korozji gwarantując przy tym wysoki komfort pracy. Przeznaczony do wielokrotnego użytku. Łatwy w czyszczeniu.

#1941

**899,00zł****Negatoskop klatkowy**

Negatoskop świetłowy posiada jednolity ekran 1-klatkowy pozwalający na wygodne i precyzyjne przeglądanie klisz rentgenowskich. Źródłem luminacji w tym negatoskopie są świetłówki TLD z zapłonnikami emitujące bardzo łagodne światło, a przy tym perfekcyjnie oddające wszelkie kontrasty. Negatoskop zapewnia wysoką równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu bez efektu drżenia światła i bez efektu stroboskopowego. Negatoskop jest niezbędnym narzędziem w każdym gabinecie stomatologicznym, dentystycznym oraz protetycznym.



#1900

6 957,00zł

Fantom szkoleniowy obupłciowy

Wielofunkcyjny szkoleniowy fantom obupłciowy naturalnej wielkości, idealnie odwzorowuje anatomię i fizjologię przeciętnego człowieka, co przekłada się na realizm wykonywanych ćwiczeń.

Fantom wygląda realistycznie i umożliwia wykonanie szeregu ćwiczeń takich jak:

- Mycie włosów, twarzy, oczu, uszu,
- Pielęgnacja jamy ustnej i sztucznych zębów,
- Intubacja nosowo-tchawicza,
- Pielęgnacja tracheotomii,
- Pielęgnacja stomii,
- Iniekcja domięśniowa,
- Iniekcja dożylna,
- Cewnikowanie,
- Karmienie przez gastrostomię, sondę,
- Pielęgnacja oparzeń (3 warianty),
- Fantom posiada wyjmowaną klatkę piersiową z uwidocznionymi narządami wewnętrznymi.

W zestawie znajduje się:

- Zestaw wymiennych wkładek imitujących różne stopnie zaawansowania odleżyn,
- Wymienne wkładki płciowe,
- Pidżama,
- Peruka.

Fantomy RKO/BLS

17-19



#1803

BESTSELLER

4 551,⁰⁰zł

Fantom pielęgnacyjny obupłciowy z funkcją RKO

Wymiary i waga: 112 x 46 x 22 cm, 13kg

Wielofunkcyjny, fantom pod postacią przeciętnego, dorosłego człowieka idealnie odwzorowuje jego anatomię i fizjologię. Manekin posiada wymienną wkładkę płciową oraz wbudowaną sygnalizację dźwiękową informującą o prawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej. Czynności, które można wykonywać na oferowanym fantomie: pielęgnacja rurki tracheostomijnej, możliwość karmienia przez zgłębnik, cewnikowanie, lewatywa, symulacja pomiaru ciśnienia pobieranie krwi z ręki, iniekcje dożylnie, iniekcje domięśniowe, wkłucie lędźwiowe, wkłucie doszpikowe. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze czynności pielęgnacyjnych. Niezastąpiony na szkoleniach z pierwszej pomocy.

#1805



3 444,00zł

Fantom pielęgnacyjny jednopłciowy z funkcją RKO

Wymiary i waga: 116 x 45 x 24 cm, 13kg

Wielofunkcyjny, realistyczny fantom pod postacią przeciętnego, dorosłego człowieka idealnie odwzorowuje jego anatomię i fizjologię. Manekin posiada wbudowaną sygnalizację dźwiękową informującą o prawidłowej głębokości ucisków klatki piersiowej.

Czynności, które można wykonywać na oferowanym fantomie: pielęgnacja rurki tracheostomijnej, możliwość karmienia przez zgłębnik, cewnikowanie, lewatywa, symulacja pomiaru ciśnienia pobieranie krwi z ręki, iniekcje dożylnie, iniekcje domięśniowe, wkłucie łędźwiowe, wkłucie doszpikowe.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze czynności pielęgnacyjnych.

Niezastąpiony na szkoleniach z pierwszej pomocy.

#1854



1 400,00zł

Fantom do RKO - osoba dorosła

Wymiary: 74 x 36 x 36 cm 8kg

Realistyczny model do resuscytacji krążeniowo-oddechowej pod postacią torsu dorosłego mężczyzny, anatomicznie odpowiada anatomii człowieka. Podczas resuscytacji klatka piersiowa manekina naturalnie unosi się. Manekin w zestawie z torbą transportową, maseczkami, maską na twarz oraz workiem oddechowym. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze pierwszej pomocy. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1823



BESTSELLER


1 200,00zł

Fantom do RKO - dziecko

Wymiary: 60 x 20 x 15 cm

Realistyczny model rocznego dziecka, naturalnej wielkości z funkcją RKO. Umożliwia naukę usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych. Fantom posiada wyczuwalne żebra, a jego klatka piersiowa przy wykonywanym sztucznym oddychaniu unosi się w naturalny sposób. Posiada wymienne drogi oddechowe. Manekin w zestawie z torbą transportową oraz ubrankiem.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze pierwszej pomocy. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.



Fantomy pielęgnacyjne

20-22



#1953

BESTSELLER

7 257,00zł

Geriatryczny fantom pielęgnacyjny - obupłciowy

Wymiary i waga: 120 x 50 x 26 cm, 17 kg

Wielofunkcyjny, realistyczny fantom pod postacią przeciętnej starszej osoby idealnie odwzorowuje jego anatomię i fizjologię. Model umożliwia naukę i wykonywanie szeregu ćwiczeń związanych z ratowaniem oraz opieką nad osobą starszą.

Czynności, które można wykonywać na oferowanym fantomie: pielęgnacja rurki tracheostomijnej, możliwość karmienia przez gastrostomię oraz zgłębnik, cewnikowanie, lewatywa, pielęgnacja oparzeń, symulacja pomiaru ciśnienia, pobieranie krwi z ręki, iniekcje dożylnie, iniekcje domięśniowe, wkłucie lędźwiowe, wkłucie doszypikowe, iniekcje dosercowe, punkcja wątroby, drenaż klatki piersiowej, odbarczanie odmy opłucnowej.

Fantom posiada wyjmowaną klatkę piersiową z uwidocznionymi narządami wewnętrznymi oraz wymienne wkładki płciowe. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze czynności pielęgnacyjnych.

#1804



BESTSELLER

8 500,00zł

Fantom pielęgnacyjny z imitacją ran i oparzeń - obupłciowy

Wymiary i waga: 170 x 50 x 20 cm, 24 kg

Wielofunkcyjny, realistyczny fantom pod postacią przeciętnego, dorosłego człowieka idealnie odwzorowuje jego anatomię i fizjologię. Fantom został dodatkowo wyposażony w zestaw imitacji obrażeń, dzięki którym umożliwia wykonywanie ćwiczeń i procedur związanych z opatrywaniem ran powstałych w wyniku różnych urazów i oparzeń.

Czynności, które można wykonywać na oferowanym fantomie: pielęgnacja różnego typu urazów, pielęgnacja rurki tracheostomijnej, możliwość karmienia przez gastrostomię oraz zgłębnik, cewnikowanie, lewatywa, symulacja pomiaru ciśnienia, pobieranie krwi z ręki, iniekcje dożylnie, iniekcje domięśniowe, wkłucie lędźwiowe, wkłucie doszypikowe, iniekcje dosercowe, punkcja wątroby, drenaż klatki piersiowej, odbarczanie odmy opłucnowej.

Urazy, które posiada fantom: rany postrzałowe, rany otwarte, rana otwarta z ciałem obcym, rany szyte, amputacja nogi, amputacja ręki, odcięte palce u stóp, zgorzele stopy, odparzenia różnego stopnia, stomia, spalona skóra głowy, spalona skóra ręki.

Fantom posiada wymienną klatkę piersiową z uwidocznionymi narządami wewnętrznymi oraz wymienne wkładki płciowe.

Fantom znajduje zastosowanie na wszelkiego rodzaju szkoleniach związanych z pielęgnacją uszkodzonej skóry w wyniku urazów, po zabiegach i po oparzeniu. Jest niezbędnym wsparciem dydaktycznym na zajęciach praktycznych wśród studentów kierunków medycznych.

#1806



BESTSELLER

5 100,00zł

Fantom pielęgnacyjny z narządami wewnętrznymi - obupłciowy

Wymiary i waga: 170 x 40 x 20 cm, 15 kg

Wielofunkcyjny fantom pod postacią przeciętnego, dorosłego człowieka idealnie odwzorowuje jego anatomię i fizjologię. Manekin został wyposażony w najważniejsze narządy klatki piersiowej i jamy brzusznej, do zestawu zostały dołączone również wymienne wkładki płciowe.

Czynności, które można wykonywać na oferowanym fantomie: pielęgnacja rurki tracheostomijnej, możliwość karmienia przez gastrostomię oraz zgłębnik, cewnikowanie, lewatywa, symulacja pomiaru ciśnienia, pobieranie krwi z ręki, iniekcje dożylnie, iniekcje domięśniowe, wkłucie lędźwiowe, wkłucie doszypikowe, iniekcje dosercowe, punkcja wątroby, drenaż klatki piersiowej, odbarczanie odmy opłucnowej. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze czynności pielęgnacyjnych jak i treningów związanych z różnymi procedurami medycznymi.

Jest niezbędnym wsparciem dydaktycznym na zajęciach praktycznych wśród studentów kierunków medycznych.

#1824



400,00zł

Fantom pielęgnacyjny - noworodek

Wymiary i waga: 170 x 40 x 20 cm, 15 kg

Realistyczny model noworodka płci męskiej, naturalnej wielkości wykonany został ze skóropodobnego materiału. Posiada ruchome ręce i nogi. Główna porusza się w łatwy sposób. Fantom może służyć do nauki kąpienia, przebiegania, pielęgnacji kikutu pępowinowego, przystawiania do piersi i czynności pielęgnacyjnych.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze czynności pielęgnacyjnych. Niezastąpiony w szkołach rodzenia, szpitalach oraz w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.



Fantomy do nauki masażu

23-24

#3512



1 230,⁰⁰zł

Fantom dziecka do masażu

Fantom pod postacią dziecka o wysokości 100 cm, wykonany został z silikonu, który bardzo dobrze naśladuje strukturę ludzkiej skóry co sprzyja nauce wykonywania masażu oraz daje realistyczne odczucia.

Fantom dziecka do masażu znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3513



BESTSELLER

725,⁷⁰zł

Fantom noworodka do masażu

Wymiary i waga: 37 x 15 x 15cm, 1,7 kg

Wykonany został z silikonu, który bardzo dobrze naśladuje strukturę ludzkiej skóry co sprzyja nauce wykonywania masażu oraz daje realistyczne odczucia. Fantom dziecka do masażu znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

A person is shown using a catheter on a medical training model of a urinary tract. The model is a realistic representation of the human urinary system, including the bladder, ureters, and urethra. The person is holding the catheter with one hand and using a pair of forceps with the other hand to guide it into the urethra. The background is a green gradient.

Fantomy do nauki cewnikowania

25-27

#1856



BESTSELLER

6 150,00zł

Damski fantom do nauki cewnikowania z miednicą

Wymiary: 64 x 36 x 21 cm

Realistyczny, innowacyjny model do nauki cewnikowania z miednicą posiada przezroczysty pęcherz, który pozwala na swobodną obserwację jaką drogę przechodzi rurka i czy zabieg przebiegł prawidłowo co dodatkowo potwierdza wypłynięcie wody przez przewód. Realizmu podczas ćwiczeń dodaje możliwość ułożenia pęcherza w różnych pozycjach. Kształt fantomu został zaprojektowany w specjalny sposób dzięki czemu znika nienaturalny opór.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#1855



6 150,00zł

Męski fantom do nauki cewnikowania z miednicą

Wymiary: 64 x 36 x 21 cm

Realistyczny, innowacyjny model do nauki cewnikowania z miednicą posiada opcje założenia pasa imitującego prostatę oraz przezroczysty pęcherz który pozwala na swobodną obserwację jaką drogę przechodzi rurka i czy zabieg przebiegł prawidłowo co dodatkowo potwierdza wypłynięcie wody przez przewód. Realizmu podczas ćwiczeń dodaje możliwość ułożenia pęcherza w różnych pozycjach. Kształt fantomu został zaprojektowany w specjalny sposób dzięki czemu znika nienaturalny opór. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#1847



12 300,00zł

Damski przezroczysty fantom do nauki cewnikowania

Wymiary: 50 x 25 x 38 cm

Realistyczny, innowacyjny fantom do nauki cewnikowania pozwala na ćwiczenia procedur zbliżone do naturalnych warunków. Dzięki przezroczystości materiału z którego został wykonany można swobodnie obserwować jaką drogę przechodzi rurka i czy zabieg przebiegł prawidłowo co potwierdza dodatkowo wypłynięcie wody przez przewód. Żeńskie narządy płciowe zostały wiernie odwzorowane co przyczynia się odczuwaniu naturalnego oporu podczas wykonywania zadania. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#1845



BESTSELLER

12 300,⁰⁰zł

Męski przezroczysty fantom do nauki cewnikowania

Wymiary: 50 x 25 x 38 cm

Realistyczny, innowacyjny fantom do nauki cewnikowania pozwala na ćwiczenia procedur zbliżone do naturalnych warunków. Dzięki przezroczystości materiału z którego został wykonany można swobodnie obserwować jaką drogę przechodzi rurka i czy zabieg przebiegł prawidłowo co potwierdza dodatkowo wypłynięcie wody przez przewód. Męskie narządy płciowe zostały wiernie odwzorowane co przyczynia się odczuwaniu naturalnego oporu podczas wykonywania zadania.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgniarstwie.

#1829

1 512,⁹⁰zł

Fantom do nauki cewnikowania - mężczyzna

Wymiary: 38 x 33 x 20 cm

Realistyczny, innowacyjny symulator odwzorowuje anatomię mężczyzny, pęcherz moczowy oraz genitalia. Przezroczystość pęcherza umożliwia obserwację poprawności wykonywanego zabiegu cewnikowania, a jego kształt został zaprojektowany w specjalny sposób dzięki czemu znika nienaturalny opór. Fantom umożliwia palpację tylnej części pęcherza co przyczynia się do tego, iż można bez problemu stwierdzić czy cewnik został założony prawidłowo. Model osadzony na praktycznym standzie, w zestawie ze stojakiem na kroplówkę. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgniarstwie.

#1840



BESTSELLER

1 512,⁹⁰zł

Fantom do nauki cewnikowania - kobieta

Wymiary: 38 x 33 x 20 cm

Realistyczny, innowacyjny symulator odwzorowuje anatomię kobiety, pęcherz moczowy oraz narządy płciowe. Przezroczystość pęcherza umożliwia obserwację poprawności wykonywanego zabiegu cewnikowania, a jego kształt został zaprojektowany w specjalny sposób dzięki czemu znika nienaturalny opór. Fantom umożliwia palpację tylnej części pęcherza co przyczynia się do tego, iż można bez problemu stwierdzić czy cewnik został założony prawidłowo. Model osadzony na praktycznym standzie, w zestawie ze stojakiem na kroplówkę. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgniarstwie.

A photograph of a medical training simulator setup on a table. It includes two realistic human arms, a tray with various medical supplies like syringes, vials, and gloves, and other training materials. The entire image has a green overlay.

Symulatory do nauki iniekcji

28-32



#1830

BESTSELLER

1 100,00zł

Ręka do zastrzyków

Wymiary: 60 x 17 x 14 cm

Realistyczna replika ludzkiej ręki pozwala ćwiczyć pobieranie krwi, transfuzję krwi oraz wykonywanie zastrzyków. Pozwala na wkłucie w żyłę odtokciową, środkową oraz odpromieniową. Prawidłowo wykonując zadanie znika opór. Model wykonany z silikonu, przypominającego ludzką skórę co pozwala na wielokrotność wkłuć w jedno miejsce bez pozostawiania śladów. Model w zestawie z torbą transportową, stojakiem na kroplówkę, probówką z proszkiem imitującym krew, zestawem strzykawek. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#2028



5 535,⁰⁰zł

Model ramienia do iniekcji

Wymiary: 35 x 32 x 46 cm

Symulator przedstawia typową anatomiczną budowę łopatki, obojczyka, kości ramiennej, mięśnia naramiennego, bicepsa, mięśnia ramienia oraz więzadła stawu barkowego. Trenażer znajduje się w standardowej pozycji ułatwiającej wykonywanie wkluć. Posiada sześć różnych miejsc do wykonywania iniekcji: przednia część stawu barkowego, tylna część stawu barkowego, staw barkowo – obojczykowy, nerw nadłopatkowy, ścięgna pochewka mięśnia ramienia, zapalenie kaletki podbarkowej. Model posiada wbudowany system świetlny, informujący o prawidłowym wykonaniu zadania. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych i pielęgniarstwie.

#1853



BESTSELLER

528,⁹⁰zł

Model do zastrzyków domięśniowych

Wymiary: 23 x 11 x 13 cm

Realistyczny model do zastrzyków domięśniowych, składa się ze skóry, tkanki podskórnej i warstwy mięśniowej. Trenażer pozwala ćwiczyć wykonywanie zastrzyków śródskórnych, podskórnych oraz domięśniowych. Model wykonany z silikonu, przypominającego ludzką skórę co pozwala na wielokrotność wkluć w jedno miejsce bez pozostawiania śladów. Dzięki swej wielkości jest prosty w przenoszeniu. Model posiada szelki, które umożliwiają umieszczenie skóry w dowolnym miejscu na fantomie. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgniarstwie.

#1834



467,⁴⁰zł

Skóra do zastrzyków i szycia

Wymiary: 22 x 15 x 5 cm

Realistyczny model skóry, składający się ze skóry właściwej, tkanki tłuszczowej, warstwy mięśniowej. Umożliwia wykonywanie nacięć, zakładanie różnego typu szwów, zamykanie ran. Skóra zapakowana w plastikowe etui co pozwala na łatwe przenoszenie oraz ochronę przed zabrudzeniem.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1842



467,⁴⁰zł

Skóra do zastrzyków z modułem powrotu krwi

Realistyczny model skóry, wykonany został z silikonu medycznego. Model cechuje prosta budowa i lekkość, dodatkowo jest gładki co sprawia, że świetnie imituje prawdziwą skórę człowieka. Wielofunkcyjny model treningowy z funkcją powrotu krwi został zaprojektowany w taki sposób, by po właściwym wstrzyknięciu płynu, powrócił on.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1833

**BESTSELLER****405,90zł**

Skóra do zastrzyków

Realistyczny model skóry przeznaczony do trenowania wykonywania zastrzyków domięśniowych, śródskórnych oraz podskórnych. Daje możliwość ćwiczenia iniekcji metodą z-track. Realność wykonywanych ćwiczeń można poczuć dzięki fałdom skórnym oraz drenażowi, który znajduje się wewnątrz skóry dając możliwość wykonywania zastrzyków z płynem. Podczas iniekcji wyczuwalny jest naturalny opór. Model posiada szelki, które umożliwiają umieszczenie skóry w dowolnym miejscu na fantomie.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1831

**688,80zł**

Pośladek do zastrzyków

Realistyczna replika pośladków człowieka, która pozwala na ćwiczenia metodą Clark'a, Hohashtater'a, wyznaczania ćwiartki. Model został wyposażony w punkty orientacyjne tj. krętarz większy, przedni, górny kołek biodrowy oraz tylny, górny kołek biodrowy aby ułatwić wykonanie zastrzyku. Model wykonany z silikonu, który przypomina strukturę ludzkiej skóry, co pozwala na wielokrotność wkłuć w jedno miejsce bez pozostawiania śladów.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#2027

**5 535,00zł**

Symulator iniekcji w mięsień biodrowy

Wymiary: 56 x 41 x 25 cm

Model pośladków posiada topograficzne punkty kostne, takie jak krętarz większy kości udowej, kołek biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżową. Do wyboru właściwego miejsca wykonywania iniekcji punkty te można zidentyfikować metodą palpacyjną. Wycięcie górnego zewnętrznego kwadratu lewego pośladka umożliwia obserwację struktur wewnętrznych tj. mięsień pośladkowy wielki, średni, nerw kulszowy, układ naczyniowy pośladka.

Na modelu można ćwiczyć trzy rodzaje iniekcji domięśniowych m.in. środkowo pośladkowy, boczny mięsień obszerny, brzuszno-pośladkowy. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych i pielęgnarskich.



#1860

BESTSELLER

12 300,⁰⁰zł

Symulator iniekcji domięśniowych

Wymiary: 52 x 20 x 43 cm

Realistyczna replika pośladków człowieka, której jedna część pokryta jest skórą, przeznaczona do trenowania podawania zastrzyków. Druga zaś połowa jest przezroczysta, ukazuje nerwy, żyły, mięśnie, kości co pozwala na poznanie budowy tej części ciała pod względem anatomicznym. Innowacyjny symulator posiada sygnalizację świetlną informującą o poprawności wykonania zastrzyku. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze wykonywania iniekcji skórnych. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.



Modele anatomiczne

33-42



#3801

BESTSELLER

1 600,00zł

Szkielet człowieka 180 cm

Model szkieletu człowieka o wysokości 180 cm jest dokładnym odwzorowaniem ludzkiego układu kostnego. Zastosowanie ruchomych kończyn i łączy pozwala na precyzyjne zobrazowanie pracy stawów. Dodatkowo model pomalowano tak, aby lepiej pokazać połączenie mięśni z kośćmi (mięśnie – kolor czerwony, połączenia – kolor niebieski). Do zestawu dołączono stojak wyposażony w skrętne koła, które znacznie ułatwiają przenoszenie szkieletu według potrzeb.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1818

250,⁰⁰zł

Szkielet człowieka 85 cm

Szczegółowy model 3D szkieletu człowieka o wysokości 85 cm jest odwzorowaniem ludzkiego układu kostnego. Składa się z kości kończyn górnych i dolnych, kręgów kręgosłupa, żeber, łopatk, obojczyka, miednicy, otwieranej czaszki, ruchomej żuchwy, ruchomych stawów (łokieć, ręka, kolano).

Model umieszczony na stabilnej podstawie, wsparty prętem.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2128

196,⁷⁹zł

Miniaturowy model czaszki, mózgu i odcinka szyjnego kręgosłupa- 4D

Wymiary: 7 x 5 x 10 cm

Realistyczna, anatomiczna makietka to narzędzie edukacyjne, które szczegółowo przedstawia dokładny widok budowy mózgu oraz odcinka szyjnego kręgosłupa. Model rozkłada się na 39 części, które pozwalają na lepsze zrozumienie funkcji i położenia poszczególnych struktur. Przedstawiony produkt może być stosowany w medycynie. Idealny do wizualizacji oraz celów szkoleniowych w klinikach, gabinetach, szkołach, uniwersytetach, a także w formie domowej pomocy dydaktycznej.

#1947

602,⁷⁰zł

Model czaszki- 3D

Wymiary: 21 x 15 x 18 cm

Szczegółowy model 3D czaszki człowieka, składa się z czaszki, podstawy czaszki oraz szczęki. Każda z poszczególnych 22 kości pomalowana jest w indywidualnych kolorach, co pozwala na łatwiejsze rozróżnienie poszczególnych struktur. Wewnętrzny obszar czaszki posiada szczegółowo anatomiczną strukturę, co pozwala zauważyć kanał uszny. Stelaż zamocowany jest przy pomocy sprężyn do podstawy czaszki. To właśnie dzięki temu jest ruchomy i może przedstawiać ruchy żucia.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1955

233,⁷⁰zł

Model kręgosłupa- 3D

Wymiary: 39 x 14 x 8 cm

Szczegółowy model 3D kręgosłupa człowieka, przedstawia korzenie nerwowe, tętnicę kręgową, krążek międzykręgowy, nerwy rdzeniowe, kość udową. Wszystkie grupy kręgów tj. szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe zostały przedstawione w innej kolorystyce, co pozwala na łatwiejsze rozróżnienie poszczególnych struktur.

Model umieszczony na stabilnej podstawie.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2125



BESTSELLER

367,⁷⁷zł

Model szkieletu kręgosłupa- 3D

Anatomiczna, precyzyjnie odwzorowana replika kręgosłupa człowieka pozwala na lepsze zrozumienie struktury i funkcji kręgosłupa oraz położenia poszczególnych kości. Makietę ukazującą szczegółowo kręgi, korzenie nerwowe, tętnice kręgowe, krążki podkręgowe, wyrostki poprzeczne, sekcje kręgów oraz kości udowe. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1819



172,²⁰zł

Model kręgu lędźwiowego- 3D

Szczegółowy naturalnych rozmiarów model 3D kręgu lędźwiowego, składa się z pięciu kręgów lędźwiowych, skrzydła kości krzyżowej, kości guzicznej, nerwów rdzeniowych, ogona końskiego, krążków międzykręgowych. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#3810



147,⁶⁰zł

Pomniejszony model kręgu lędźwiowego- 3D

Szczegółowy, pomniejszony model 3D kręgu lędźwiowego, składa się z pięciu kręgów lędźwiowych, skrzydła kości krzyżowej, kości guzicznej, nerwów rdzeniowych, ogona końskiego, krążków międzykręgowych. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2131



BESTSELLER

120,⁰⁰zł

Model kręgu szyjnego- 3D

Wymiary: 21 x 12 x 12 cm

Anatomiczny model prezentuje odcinek szyjny ludzkiego kręgosłupa w skali 1:1. Uwzględnione są naim wszystkie kręgi (C1 -C7), a także rozkład nerwów rdzeniowych, tętnic kręgowych, przebieg rdzenia. Model charakteryzuje się elastycznością, która odpowiada ruchom prawdziwego kręgosłupa. Materiał imituje fakturę kości, co wpływa na realistyczne zaprezentowanie wyglądu odcinka szyjnego. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1821

147,⁶⁰zł

Model stawu barkowego- 3D

Szczegółowy model 3D stawu barkowego, wykonany został w skali 1:1. Składa się z łopatki, obojczyka, wyrostka barkowego, kości ramiennej, więzadła, główki kości ramiennej. Umożliwia wykonanie naturalnych ruchów tj. przywodzenie, obwodzenie, rotację zewnętrzną, rotację wewnętrzną. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1820

147,⁶⁰zł

Model stawu kolanowego- 3D

Wymiary: 32 x 12 x 12 cm

Szczegółowy model 3D stawu kolanowego, wykonany został w skali 1:1. Składa się z kości udowej, piszczeli, kości strzałkowej, mięśnia czworogłowego, więzadła rzepki, więzadła krzyżowego, więzadła pobocznego, łąkotki. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2123



BESTSELLER

244,⁷⁷zł

Model stawu nadgarstkowego- 3D

Wymiary: 26 x 12 x 12 cm

Precyzyjnie odwzorowana replika stawu nadgarstkowego uwidocznia dokładnie każdą z kości palców oraz dłoni. Makietą odwzorowuje budowę anatomiczną ręki i demonstrowuje jej różne funkcje m. im. więzadła elastyczne, morfologię strukturalną stawów. Każde złącze można zginać i rozciągać. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2124


367,⁷⁷zł

Model stawu skokowego- 3D

Wymiary: 23 x 12 x 12 cm

Trójwymiarowa, wiernie odwzorowana replika stawu skokowego przedstawia dokładnie staw skokowy górny, staw skokowy dolny, więzadła, paliczki oraz kość strzałkową, piszczelową, skokową, piętową, sześcienną, łódkowatą, klinowatą, przyśrodkową, klinowatą pośrednią, klinowatą boczną oraz śródstopia. Model wykonany w skali 1:1. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1951



1 033,²⁰zł

Model krtani- 3D

Wymiary: 25 x 14 x 10 cm

Realistyczny, powiększony, anatomicznie prawidłowy model krtani przedstawia kość gnykową, tchawicę, więzadła, mięśnie, nerwy, naczynia krwionośne, tarczycę, larynx. Makieta umieszczona na stabilnej podstawie.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1816



244,⁷⁰zł

Model ciała człowieka 28 cm- 3D

18 częściowy model tułowia i głowy odtwarza anatomię górnej części ciała człowieka. Fantom posiada wyjmowane narządy wewnętrzne tj. płuca, nerki, żołądek, serce, wątrobę, trzustkę, jelita, mózg, aortę, posiada również otwieraną tylną część czaszki.

Lewa część bezpłciowego torsu pokryta jest skórą, zaś prawa przedstawia ścięgna i mięśnie.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1817



479,⁷⁰zł

Model ciała człowieka 45 cm- 3D

18 częściowy model tułowia i głowy odtwarza anatomię górnej części ciała człowieka. Fantom posiada wyjmowane narządy wewnętrzne tj. płuca, nerki, żołądek, serce, wątrobę, trzustkę, jelita, aortę, mózg, posiada również otwieraną tylną część czaszki. Lewa część torsu pokryta jest skórą, zaś prawa przedstawia ścięgna i mięśnie.

Tył manekina uwidacznia w bardzo wyraźny sposób budowę kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1844



BESTSELLER


6 150,⁰⁰zł

Model mięśni człowieka 80 cm- 3D

Szczegółowy model 3D mięśni człowieka o wysokości 80 cm wyróżnia się wysokim realizmem. Powierzchnia materiału oraz wykorzystane kolory świetnie oddają strukturę mięśni i organów. W replice zastosowano 27 wyjmowanych elementów. m.in. mózg, nogi, płuca, serce, wątroba, żołądek itp. Całość stabilnie ustawiona została na podstawie.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.



#3804

BESTSELLER

1 499,00zł

Obupłciowy model ciała człowieka 85 cm- 3D

23 częściowy model tułowia i głowy odtwarza anatomie górnej części ciała człowieka. Posiada wymienną wkładkę płciową. Fantom posiada wyjmowane narządy wewnętrzne tj. płuca, nerki, żołądek, serce, wątrobę, trzustkę, jelita, aortę, mózg, posiada również otwieraną tylną część czaszki. Na modelu przedstawione zostały również mięśnie, nerwy, kości. Tył manekina uwidacznia w bardzo wyraźny sposób budowę kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2129



499,⁰⁰zł

Model mięśniowy twarzy i szyi- 3D

Szczegółowy model twarzy i szyi człowieka 3D w skali 1:1 wyróżnia się wysokim realizmem. Dwustronna konstrukcja repliki pozwala bardzo dokładnie zapoznać się z poszczególnymi elementami.

Z jednej zaprezentowano wnętrze głowy, a z drugiej mięśnie oraz naczynia krwionośne.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#3802



BESTSELLER

399,⁰⁰zł

Model głowy w przekroju- 3D

Wymiary: 22 x 17 x 21 cm

Model naturalnej wielkości obrazuje zewnętrzną oraz wewnętrzną strukturę głowy w przekroju. Makieta szczegółowo przedstawia mięśnie powierzchowne, mięśnie głębokie, nerwy, naczynia, strukturę kostną oraz mózg, narząd węchu oraz zatoki.

Model umożliwia wyciągnięcie gałki ocznej, kości pokrywającej zatokę szczękową oraz prawą połowę języka w celu lepszego .

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2126



BESTSELLER

244,⁷⁷zł

Model budowy ucha- 3D

Trójwymiarowy, realistyczny model ucha przedstawia konstrukcję ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, w której poszczególne struktury są doskonale widoczne dzięki 3-krotnemu powiększeniu i kolorystyce. Zaletą jest możliwość wyjęcia elementów ucha środkowego i wewnętrznego - błony bębenkowej, młoteczka, kowadełka ze strzemiączkiem, a także labiryntu ze ślimakiem.

Dobrze wyszczególnione są także nerwy.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2127



BESTSELLER

499,⁰⁰zł

Powiększony model budowy oka- 3D

Wymiary: 25 x 23 x 15 cm

Realistyczna, trójwymiarowa makieta pokazuje różne elementy ludzkiego oka m. in. gałkę oczną, siatkówkę, soczewkę, nerw wzrokowy oraz naczynia krwionośne. Powiększony model ludzkiego oka pozwala na lepsze zrozumienie jego struktury, funkcji oraz położenia poszczególnych elementów.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1849

405,⁹⁰zł

Model męskiej miednicy- 3D

Realistyczny model prezentujący podłużny przekrój męskiej miednicy. Przedstawia narządy płciowe, ścianę brzucha, mięśnie, odbytnicę, dolny odcinek kręgosłupa z kością ogonową, zarys naczyń krwionośnych, pęcherz moczowy, prostatę.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1850


405,⁹⁰zł

Model damskiej miednicy- 3D

Realistyczny model prezentujący podłużny przekrój żeńskiej miednicy. Przedstawia narządy płciowe, ścianę brzucha, mięśnie, odbytnicę, dolny odcinek kręgosłupa z kością ogonową, zarys naczyń krwionośnych. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2132



BESTSELLER

499,⁰⁰zł

Model przekroju skóry- 3D

Trójwymiarowy, powiększony model dokładnie prezentuje przekrój budowy ludzkiej skóry. Jest to imitacja prawdziwego narządu z naskórkiem, skórą właściwą oraz tkanką podskórną. Model ukazuje również mieszki włosowe, gruczoły potowe, tkankę tłuszczową, naczynia limfatyczne itd.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki.

Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1857

1 476,⁰⁰zł

Model mięśniowy ręki- 3D

Szczegółowy model mięśniowy ręki 3D jest naturalnych rozmiarów przeciętnego, dorosłego człowieka. Rękę tworzą mięśnie powierzchniowe oraz głębokie m.in. deltoideus, triceps brachii, biceps brachii, palmaris longus, flexor radialis, brachioradialis, extensor radialis, rozciągno dłoniowe. Zarysowane są struktury naczyniowe, więzadła, nerwy i obręcz barkowa. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych oraz w gabinetach ortopedycznych jak i fizjoterapeutycznych.

#4040



1 217,⁷⁰zł

Pomniejszony model mięśniowy ręki- 3D

Wymiary: 40 x 16 x 24 cm

Szczegółowy, pomniejszony model mięśniowy ręki 3D, przedstawia mięśnie powierzchniowe oraz głębokie m.in. deltoideus, triceps brachii, biceps brachii, palmaris longus, flexor radialis, brachioradialis, extensor radialis, rozcięgno dłoniowe. Zarysowane są struktury naczyniowe, więzadła, nerwy i obręcz barkowa. Model umieszczony na stabilnej podstawie. Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych oraz w gabinetach ortopedycznych jak i fizjoterapeutycznych.

#3803



BESTSELLER

2 000,⁰⁰zł

Model układu trawiennego- 3D

Model pokazuje układ pokarmowy człowieka wraz z gruczołami trawiennymi. Model układu trawiennego z odcinkami: jamy ustnej, gardła oraz trzustki – wszystkie elementy rozcięta wzdłuż płaszczyzny przysrodkowo-strzałkowej; wątroby wraz z pęcherzykiem żółciowym, trzustki – rozkrojoną aby pokazać jej wewnętrzną strukturę, żołądka – otwarty w wzdłuż płaszczyzny czołowej, dwunastnicy, jelita ślepego, częścią jelita cienkiego, odbytnicy – rozkrojoną aby pokazać jej wewnętrzną strukturę; okrężnicy poprzecznej – część ruchoma (zdejmowana). Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1946



BESTSELLER

170,⁹⁷zł

Model serca- 3D

Wymiary: 15 x 10 x 12 cm

Model wiernie przedstawia poszczególne elementy mięśnia sercowego – komory, zastawki i naczynia. Na modelu serca widoczne są następujące struktury: tętnica płucna, żyła główna górna, żyła główna dolna, zastawka mitralna, zastawka tętnicza, zastawka płucna, zastawka trójdzielna, prawy przedsionek, lewy przedsionek, prawa komora, lewa komora, przegroda sercowa. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#1950



183,²⁷zł

Model płuca- 3D

Realistyczny model prawego płuca jest naturalnych rozmiarów, w przekroju przedstawia oskrzela, tętnicę, żyłę, dwa węzły chłonne, przewody oskrzelowe, rozdwojenie tchawicy. Makieta umieszczona na stabilnej podstawie. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#2130



249,⁰⁰zł

Model patologii nerki- 3D

Wymiary: 18 x 10 x 12 cm

Anatomiczny model przedstawia nerkę człowieka symulującą różne procesy chorobowe. Przedstawiona makieta pomaga w rozpoznawaniu i badaniu różnych rodzajów patologii nerek, takich jak: nefropatie, nefritis, nefroza, kłębuszkowe zapalenie nerek, czy też nowotwory. Pomaga również w prognozowaniu przebiegu choroby, jak i identyfikację czynników ryzyka. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

Manekiny treningowe

43-46



#2024

BESTSELLER

6 027,⁰⁰zł

Symulator osoby starszej

Kostium zaprojektowany na podstawie zmian fizjologicznych u osób w podeszłym wieku z dobrej jakości, zmywalnego materiału. Dzięki regulowanym paskom można dowolnie ograniczyć zakres ruchów poszczególnych części ciała pozoranta.

W skład zestawu wchodzi: torba transportowa, kombinezon, gogle zmieniające obraz na bardziej niewyraźny, wysłuchujące słuchawki nauszne, laska teleskopowa, rękawice dające efekt zeszywnienia dłoni, plastry do ograniczania ruchu ścięgien zginaczy palców u rąk, obciążniki i ograniczniki ruchu które umieszcza się w przystosowanych do tego kieszonek w kombinezonie.

Współczesne społeczeństwa starzeją się coraz bardziej, dlatego poznanie ograniczeń osób w podeszłym wieku może być ciekawym doświadczeniem naukowym oraz ułatwić sposób postrzegania świata przez osoby starsze.

Kostium znajduje swoje zastosowanie w szkoleniu personelu medycznego i osób mających w przyszłości współpracować z osobami w podeszłym wieku a także w pobudzaniu empatii u młodzieży szkolnej.

#2025



9 717,00zł

Drenaż klatki piersiowej

Wymiary: 58 x 58 x 26 cm

Naturalnych rozmiarów fantom do nauki odbarczania odmy i zakładania drenażu do klatki piersiowej, skutkuje wyciekaniem płynu (kolor, objętość i lepkość wydzieliny kontroluje instruktor). Prawa strona fantomu posiada 2 wycięcia w skórze ukazujące zależności anatomiczne pomiędzy warstwą skóry, mięśniami, żebrami i płucami. Lewa strona umożliwia na symulowanie odmy opłucnowej, której odbarczenie skutkuje charakterystycznym świstem uwalnianego powietrza. Fantom do nauki odbarczania odmy i drenażu to świetna pomoc dydaktyczna i znakomity trenażer. Przeznaczony do nauki teorii, anatomii i umiejętności potrzebnych do przedszpitalnego zaopatrzenia obrażeń klatki piersiowej oraz późniejszego jej drenażu.

#1843



5 535,00zł

Manekin intubacyjny tchawicy

Wymiary: 51 x 36 x 29 cm

Manekin treningowy do intubacji nosowej i ustnej pod postacią przeciętnego, dorosłego człowieka. Posiada głowę oraz nadmuchiwaną płuca i żołądek. W jamie ustnej znajdują się anatomiczne punkty orientacyjne tj. zęby, język, struny głosowe, krtań, przełyk. Fantom w zestawie z urządzeniem cyfrowym, torbą transportową oraz akcesoriami. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w obszarze pierwszej pomocy. Niezbędny w szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1846



BESTSELLER

1 476,00zł

Model pośladków z odparzeniami

Wymiary: 37 x 37 x 19 cm

Realistycznie odwzorowane pośladki starszej osoby, wymagającej specjalistycznej opieki ze względu na pojawiające się odparzenia. Model przedstawia owrzodzenia powstałe od fazy pierwszej do fazy czwartej z martwicą tkanki, utratą skóry i mięśni oraz widoczną kością. Na makiecie można ćwiczyć mycie, pomiar długości i głębokości rany, podminowanie rany, tunelowanie rany. Na pośladku znajdują się również szwy. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych i pielęgniarstwie.

#1861



3 075,00zł

Model samobadania piersi w walizce

Wymiary: 35 x 23 x 10 cm

Model do badania piersi daje możliwość samokontroli własnego ciała. Umożliwia rozpoznawanie różnego typu zmian zachodzących w piersiach kobiety po przez badanie palpacyjne m. in. nowotwór złośliwy oraz łagodny guz. Kształt trenażera do złudzenia przypomina anatomiczną budowę i strukturę piersi kobiety. Trenażer w zestawie z szelkami umożliwiającymi założenie na pozorancie. Całość zapakowana w walizkę. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, przydatny podczas kursów, szkoleń, akcji społecznych.

#1949



BESTSELLER

4 182,00zł

Trenażer do nauki pielęgnacji stomii

Wymiary: 50 x 40 x 27 cm

Realistyczny trenażer do pielęgnacji stomii jest prawidłowym anatomicznie odtworzeniem brzucha z widoczną kolostomią i ileostomią. Na makiecie można przeprowadzać demonstrację i ćwiczenia rozszerzania stomii oraz zakładanie i stosowanie worków stomijnych. Model został wykonany z miękkiego i elastycznego materiału umożliwiającego osiągnięcie jak najbardziej naturalnych wrażeń dotykowych. Trenażer umożliwia: irygację kolostomii, drenaż i wydalanie z ileostomii (wody) i z kolostomii (sztuczny stolec) przez sprężone powietrze ze strzykawek.



#1954

BESTSELLER

4 182,⁰⁰zł

Trenażer do nauki bandażowania i pielęgnacji ran

Wymiary: 86 x 47 x 34 cm

Innowacyjny trenażer umożliwia pielęgnację i opiekę nad ranami zbliżoną do rzeczywistej, gładka struktura materiału umożliwia zakładanie i zmienianie bandażu w realistycznych warunkach zgodnie z istniejącymi procedurami.

Model przedstawia ranę po wycięciu tarczycy, nacięciu mostka, amputacji piersi, splenektomii, torakotomii, usunięciu wyrostka robaczkowego, laminiektomii, amputacji nogi, laparotomii, ranę po cesarskim cięciu lub usunięciu macicy, ranę po usunięciu nerki, kolostomi, odleżyny.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgniarstwie.



Manekiny kosmetyczne

47-49

#2118



BESTSELLER

147,⁶⁰zł

Kosmetyczny trener dłoni z imadłem

Wymiary: 28 x 10 x 6 cm

Wielorazowego użytku skalowana do naturalnych rozmiarów dłoni przeznaczona do nauki stosowania różnego typu zabiegów. Model wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Makieta ma możliwość mocowania do dołączonego do zestawu imadła, co pozwala na swobodne manewrowanie dłonią umożliwiając ćwiczenie różnych technik pielęgnacji skóry, wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz masażu.

Model jest przydatny dla kosmetyczek, masażyści, fizjoterapeutów, nauczycieli i instruktorów.

#3809

147,⁶⁰zł

Kosmetyczny trener stopy z imadłem

Wymiary: 38 x 19 x 8 cm

Wielorazowego użytku imitacja stopy człowieka, skalowana do naturalnych rozmiarów przeznaczona jest do treningów przygotowujących do pracy podologa. Pozwala ćwiczyć stosowanie różnego typu procedur. Model jest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego. Makieta ma możliwość mocowania do dołączonego do zestawu imadła, co pozwala na swobodne manewrowanie stopą umożliwiając ćwiczenie różnych technik pielęgnacji skóry i wykonywania zabiegów kosmetycznych. Model jest przydatny dla kosmetyczek, masażyści, fizjoterapeutów, nauczycieli i instruktorów.

#1852



BESTSELLER

590,⁴⁰zł

Model paznokcia do ćwiczeń

Realistyczne, naturalnych rozmiarów palce od rąk umożliwiają naukę leczenia chirurgicznego wrosniętych paznokci. Makieta pozwala ćwiczyć na sobie zakładanie opaski zaciskającej, częściową korektę paznokcia oraz fenolizację. Model umieszczony na stabilnej podstawie z dwoma wymiennymi końcówkami. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych o specjalizacji chirurgicznej.

#1809



BESTSELLER

135,³⁰zł

Manekin treningowy głowy z zestawem do nauki aplikacji rzęs

Wymiary 26 x 15 x 19 cm

Manekin treningowy głowy, wykonany z wysokiej jakości elastycznego silikonu imitującego ludzką skórę umożliwia trening rozmaitych procedur kosmetycznych. Wielkość główki odpowiada wielkości głowy dorosłego człowieka.

Umożliwia wykonywanie masażu twarzy, aplikację sztucznych rzęs oraz wykonanie makijażu.

Zestaw zawiera: kosmetyczkę, szczotkę do rzęs, grzebień do rzęs, waciki, pęsetę, podkładkę pod klej, sztuczne rzęsy w pasku, sztuczne rzęsy w kępkach, środek do czyszczenia rzęs, klej do rzęs, zmywacz kleju do rzęs, nożyczki, taśmę. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach kosmetycznych.

#1808

79,⁹⁵zł

Manekin treningowy głowy z wymiennymi oczami i ustami

Wymiary: 16 x 12 x 23 cm

Manekin treningowy głowy, wykonany z wysokiej jakości elastycznego silikonu imitującego ludzką skórę umożliwia trening rozmaitych procedur kosmetycznych. Wielkość główki odpowiada wielkości głowy dorosłego człowieka. Umożliwia wykonywanie masażu twarzy, aplikację sztucznych rzęs oraz wykonanie makijażu.

Trenażer posiada wymienne oczy i usta.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach kosmetycznych.

#2119

72,⁵⁷zł

Usta treningowe- 3D

Realistyczne usta treningowe wykonane są z miękkiego silikonu, skalowane do naturalnych rozmiarów. Model jest przystosowany do treningu z zakresu wykonywania zabiegów kosmetycznych, np. makijażu permanentnego, powiększanie ust, botoks. Model znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych oraz uczelniach kształcących studentów kosmologii. Idealne narzędzie pracy dla nauczycieli i instruktorów.



Symulatory stomatologiczne

50-52

#1862



4 305,00zł

Symulator stomatologiczny- popiersie z mocowaniem do zagłówka fotela

Wymiary: 53 x 39 x 27 cm

Symulator stomatologiczny składa się z głowy, popiersia, metalowego artykulatora oraz wymiennej szczęki z pełnym uzębieniem oddająca rzeczywiste ruchy żuchwy. Całość wykonania wpływa na autentyczność wykonywanych zadań w obszarze stosowanych technik i zabiegów stomatologicznych. Trenażer ma możliwość mocowania do zagłówka fotela za pomocą dołączonych pasów zaciskających, posiada również możliwość regulacji stopnia pochylenia głowy. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1838



BESTSELLER

4 428,00zł

Symulator stomatologiczny - popiersie z mocowaniem do stolika

Wymiary: 53 x 39 x 27 cm

Symulator stomatologiczny składa się z głowy, popiersia, metalowego artykulatora oraz wymiennej szczęki z pełnym uzębieniem oddająca rzeczywiste ruchy żuchwy. Całość wykonania wpływa na autentyczność wykonywanych zadań w obszarze stosowanych technik i zabiegów stomatologicznych. Trenażer ma możliwość mocowania do stolika za pomocą uchwytu imadłowego, posiada również regulację stopnia pochylenia głowy. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1814



BESTSELLER

3 000,00zł

Symulator stomatologiczny - przezroczysty model jamy ustnej z mocowaniem do stolika

Wymiary: 50 x 24 x 17 cm

Symulator stomatologiczny składa się z transparentnej głowy, metalowego artykulatora oraz wymiennej szczęki z pełnym uzębieniem (możliwość odkręcenia poszczególnych zębów) przy tym oddając rzeczywiste ruchy żuchwy. Całość wykonania wpływa na autentyczność wykonywanych zadań w obszarze stosowanych technik stomatologicznych. Trenażer mocowany jest do stolika za pomocą uchwytu imadłowego. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych.

#1839



BESTSELLER

2 644,⁵⁰zł

Symulator stomatologiczny- przezroczysty model jamy ustnej z mocowaniem do zagłówka fotela

Wymiary: 53 x 39 x 27 cm

Symulator stomatologiczny składa się z transparentnej głowy, metalowego artykulatora oraz wymiennej szczęki z pełnym uzębieniem (możliwość odkręcenia poszczególnych zębów) przy tym oddając rzeczywiste ruchy żuchwy. Całość wykonania wpływa na autentyczność wykonywanych zadań w obszarze stosowanych technik i zabiegów stomatologicznych. Trener mocowany na zagłówek fotela za pomocą dołączonych pasów zaciskających z możliwością ich regulacji.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych.

#1815

2 337,⁰⁰zł

Symulator stomatologiczny- metalowy model jamy ustnej

Symulator stomatologiczny, składa się z metalowego artykulatora, gumowej maski na twarz oraz pełnej szczęki. Realistyczne odzwierciedlenie sprzyja nauce w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych.



Modele stomatologiczne

53-60



#3808

BESTSELLER

399,00zł

Dentystyczny model szczęki człowieka z aparatem ortodontycznym

Dentystyczny, demonstracyjny model szczęki człowieka w rzeczywistym rozmiarze z założonym aparatem ortodontycznym.

Aparat umożliwia przemieszczenie zębów w prawidłowe miejsca w celach kosmetycznych i zdrowotnych.

Model zawiera 28 zębów.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2085

307,⁵⁰zł

Model szczęki człowieka z aparatem ortodontycznym

Ortodontyczny model szczęki człowieka w rzeczywistym rozmiarze z założonym aparatem służącym do pozycjonowania zębów. Aparat umożliwia przemieszczenie zębów w prawidłowe miejsca w celach kosmetycznych i zdrowotnych. Model zawiera 28 zębów. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#3807

399,⁰⁰zł

Model szczęki człowieka z wadą zgryzu

Dentystyczny, demonstracyjny model szczęki człowieka w rzeczywistym rozmiarze z założonym aparatem ortodontycznym ukazuje poważną wadę zgryzu. Aparat umożliwia przemieszczenie zębów w prawidłowe miejsca w celach kosmetycznych i zdrowotnych. Model zawiera 28 zębów. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1851

984,⁰⁰zł

Model pielęgnacji zębów

Anatomiczny model ludzkiej szczęki posiada dziąsła, policzki, podniebienie, język i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły, siekacze. Rozmiar zbliżony do naturalnego. Model szczęki przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2086



BESTSELLER

736,⁷⁷zł

Model demonstracyjny zębów mlecznych i stałych

Demonstracyjny model szczęki człowieka uwidaczniający proces wyrzynania zębów mlecznych oraz stałych. Po zdjęciu poszczególnych części szczęki można dokładnie przyjrzeć się strukturze zachodzącego procesu. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.



#1865

BESTSELLER

861,⁰⁰zł

Model pielęgnacji zębów z policzkiem na stojaku

Anatomiczny model ludzkiej szczęki posiada dziąsła, policzki, podniebienie i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły, siekacze. Rozmiar zbliżony do naturalnego. Wykonany został z materiału syntetycznego. Do zestawu dołączony stojak.

Model szczęki kompatybilny z symulatorem stomatologicznym, model #1814, #1839, #1838, #1862.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2087

1105,⁷⁷zł

Model demonstracyjny uzębienia dolnej szczęki

Trzykrotnie powiększony, anatomiczny model przedstawia połowę dolnej szczęki człowieka. Makietę posiada możliwość podzielenia na 6 części, pozwalając tym samym pokazać wszystkie cechy żuchwy dorosłego człowieka. Po zdjęciu poszczególnych elementów mamy możliwość dokładnego przyjrzenia się korzeniom zębów, gąbczastym naczyniom i nerwom. Kły i zęby trzonowe są wyjmowane. Posiadają możliwość rozłożenia na pół.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1811

184,⁵⁰zł

Model szczęki człowieka ze szczoteczką

Pielęgnacyjny, dwukrotnie powiększony model ludzkiej szczęki przedstawia dąsła, podniebienie i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły i siekacze. Wykonany został z materiału syntetycznego. Do zestawu dołączona jest szczoteczka aby ułatwić ukazanie techniki mycia zębów. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1810

50,⁰⁰zł

Podstawowy model szczęki z pełnym uzębieniem stałym

Podstawowy model ludzkiej szczęki przedstawia dąsła, podniebienie i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły i siekacze. Rozmiar zbliżony do naturalnego. Wykonany został z materiału syntetycznego. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1848

504,³⁰zł

Model patologii dziąseł

Anatomiczny model ludzkiej szczęki posiada dąsła, podniebienie i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły, siekacze. Ukazuje problem związany z zapaleniem dziąseł, przerostem dziąseł, odkładanie płytki nazębnej. Posiada możliwość umieszczenia w artykulatorze oraz wykręcania poszczególnych zębów za pomocą dołączonego do zestawu śrubokrętu. Rozmiar szczęki zbliżony do naturalnego. Wykonany został z materiału syntetycznego.

Model szczęki kompatybilny z symulatorem stomatologicznym, model #1814, #1839, #1838, #1862.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.



#1813

BESTSELLER

300,⁰⁰zł

Przezroczysty model szczęki człowieka

Przezroczysty model szczęki człowieka odzwierciedla realistyczny układ zębów, struktury dziąseł i podniebienia. Prezentuje najczęstsze choroby zębów i przyzębia. Rozmiar szczęki zbliżony do naturalnego.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1952

244,⁷⁷zł

Model choroby zębów

Model choroby zębów w przekroju podłużnym przedstawia głębiej położone struktury, naczynia krwionośne, nerwy i poszczególne etapy rozwijającej się choroby.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#1957



BESTSELLER

233,⁷⁰zł

Model próchnicy zębów

Model demonstracyjny próchnicy zębów przedstawiający pięć etapów rozwoju choroby przyzębia:

1. Przedtrzonowiec oraz trzonowiec z rozwijającą się próchnicą.
2. Trzonowiec z bardziej rozwiniętą próchnicą.
3. Trzonowiec z zaawansowaną próchnicą.
4. Trzonowiec bez korony oraz ropniem okołowierzchołkowym.
5. Trzonowiec z wypełnieniem amalgamatowym oraz próchnicą wtórną.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2134



BESTSELLER

613,⁷⁷zł

Powiększony model dziąsła z implantem

Powiększony model dolnego dziąsła przedstawia zęby wraz z aplikowanym implantem. Implant jest to specjalny stop tytanu, który wszczepia się w kość w celu uzupełnienia korzenia brakującego zęba. Na tym sztucznym korzeniu możliwa jest później odbudowa pojedynczego zęba przez wykonanie korony protetycznej, bądź przy braku bardziej rozległym wykorzystując inne implanty wykonanie mostu lub ruchomej protezy na zatrzaskach. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2084

499,⁰⁰zł

Model dentystyczny dolnej szczęki z retainerami

Model demonstruje uchwyt Hawley, który zazwyczaj otacza sześć przednich zębów. Retainery mają dużą przewagę nad przezroczystymi uchwytami, ponieważ pozwalają górnym zębom osiąść z dolnymi. Ich wykonanie jest czasochłonne i droższe, ale ich trwałość jest lepsza niż w przypadku przezroczystych aparatów retencyjnych.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2089

499,⁰⁰zł

Model odbudowy brakujących zębów trzonowych

Dentystyczny model dolnej szczęki człowieka o naturalnym rozmiarze przedstawia proces odbudowy zębów trzonowych. Korona na implantie odtwarza naddziąsłową część utraconego zęba i jest połączona z implantem (titanową śrubą) za pomocą łącznika standardowego lub indywidualnego. Implant, łącznik, korona – te trzy elementy wspólnie odtwarzają utracony ząb pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.



#1812

BESTSELLER

400,⁰⁰zł

Model szczęki człowieka z odkręcanymi zębami

Anatomiczny model ludzkiej szczęki posiada dziąsła, podniebienie i zęby: trzonowe, przedtrzonowe, kły, siekacze. Posiada możliwość umieszczenia w artykulatorze oraz wykręcania poszczególnych zębów za pomocą dołączonego do zestawu śrubokrętu. Rozmiar szczęki zbliżony do naturalnego. Wykonany został z materiału syntetycznego.

Makieta wykorzystywana do ćwiczeń z użyciem mas wyciskowych, pobierania odcisków ortodontycznych oraz protetycznych. Model szczęki kompatybilny z symulatorem stomatologicznym, model #1814, #1839, #1838, #1862.

Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

A collection of dental instruments, including a dental mirror, a probe, and a scaler, arranged on a surface. The image is overlaid with a green filter.

Narzędzia stomatologiczne

61-68



#3806

BESTSELLER

1 050,⁰⁰zł

Zgrzewarka do rękawów sterylizacyjnych z obcinarką

Wymiary: 47 x 35 x 25 cm

Zgrzewarka do rękawów sterylizacyjnych posiada w pełni zautomatyzowane sterowanie temperaturą zapewniające błyskawiczny czas nagrzewania.

Dioda LED informuje użytkownika o gotowości urządzenia do pracy.

Narzędzie posiada ruchomy podajnik do mocowania rękawów oraz wmontowany nóż do ich cięcia.

Specyfikacja:

- Moc: 100W,
- Szerokość zgrzewu: 12mm,
- Długość zgrzewu 25+0mm,
- Waga: 5,5 kg.

Zgrzewarka stomatologiczna, znajduje zastosowanie w gabinetach dentystycznych, w szkołach o profilu higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

#2023

1 599,⁰⁰zł

Zgrzewarka stomatologiczna z obcinarką

Wymiary: 43 x 25 x 24 cm

Urządzenie pomocne w przygotowaniu pakietów papierowo-foliowych przeznaczonych do sterylizacji narzędzi w autoklawie. Prowadzenie sterylizacji w pakietach jest uznawane za szczególnie efektywną, bezpieczną i wygodną metodę. Pozwala na przechowanie sterylnych narzędzi przez dłuższy czas po przeprowadzonym procesie. Zgrzewarka może być wykorzystywana do zamykania gotowych opakowań albo rękawów w rolkach o różnych szerokościach. Solidna obudowa z nierdzewnej stali i metalowa konstrukcja urządzenia gwarantuje stabilność i trwałość. Zgrzewarka stomatologiczna, znajduje zastosowanie w gabinetach dentystycznych, w szkołach o profilu higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

#3538



BESTSELLER

369,⁰⁰zł

Bezprzewodowa lampa polimeryzacyjna

Wymiary: 22 x 13 x 7 cm

Lampa polimeryzacyjna, służy do utwardzania kompozytów światłoutwardzalnych. Posiada do wyboru trzy tryby pracy oraz pojemny akumulator, dzięki temu praca jest komfortowa, precyzyjna i długa. Przemysłowa konstrukcja głowicy ułatwia polimeryzację w trudno dostępnych miejscach. Lampa polimeryzacyjna znajduje zastosowanie w każdym gabinecie stomatologicznym, ortodontycznym oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#2117

295,²⁰zł

Skaler stomatologiczny

Wymiary: 25 x 9 x 3 cm

Skaler stomatologiczny to urządzenie przeznaczone do usuwania kamienia nazębnego oraz osadów z powierzchni zębów. Jest to niezbędne narzędzie w utrzymaniu zdrowych zębów i dziąseł. Skaler składa się z rękojeści oraz metalowej końcówki, emitującej drgania pozwalającej na precyzyjne usunięcie kamienia nazębnego z trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie międzyzębowe i korzenie zębów. Używanie skatera stomatologicznego podczas regularnych wizyt dentystycznych, pozwala na skuteczne usunięcie osadów i zapobiega powstawaniu próchnicy, paradontozie oraz innych chorób zębów i dziąseł. Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.

#3103

615,⁰⁰zł

Zestaw do koferdamu

Wymiary: 20 x 15 x 3 cm

Zestaw do koferdamu składa się z dziurkacza, kleszczy oraz 9 klamer.

- Dziurkacz do koferdamu to narzędzie służące do perforacji gumy. Umożliwia wycinanie otworów o różnej średnicy dzięki obracającemu się bębnowi. Dziurkacz wycina odpowiedni otwór w koferdamie w zależności od wielkości zęba.
- Kleszcze do koferdamu to narzędzie dentystyczne służące do umieszczania, dopasowywania, zdejmowania klamer używanych do podtrzymania gumy koferdamu.
- Zestaw 9 klamer do koferdamu, wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewniającej doskonałe właściwości antykorozyjne. Posiadają skrzydełka umożliwiające mocowanie ich do ramek i osadzania całości na zębie. Całość umieszczona jest w etui, co pozwala na łatwe transportowanie narzędzi.



#2116

BESTSELLER

1 300,00zł

Lupa stomatologiczna montowana na głowicy- zestaw

Lupa stomatologiczna to specjalistyczne narzędzie, które służy do ulepszenia widoczności i precyzji pracy dentysty lub stomatologa. Model ma możliwość zamocowania na głowie, co zdecydowanie pomaga i ulepsza jakość pracy.

Model składa się ze szklanych soczewek skupiających światło. Wyposażony został również w dodatkową diodę LED, która pozwala na lepsze oświetlenie obszaru pracy.

Lupa stomatologiczna jest niezbędna przy wielu różnych procedurach stomatologicznych, w tym leczenia kanałowego, skutecznego leczenia RTG, czy też prac chirurgicznych, są także pomocne dla lekarzy zmagających się z trudnościami wzrokowymi lub po prostu potrzebującymi większej precyzji w swojej pracy. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach dentystycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz protetycznych.

#2050

354,⁵⁶zł

Piaskarka stomatologiczna Borden

Piaskarka stomatologiczna to specjalistyczne narzędzie do usuwania osadu nazębnego, przebarwień oraz kamienia. Urządzenie wykorzystuje strumień ciśnieniowy piasku, który jest skierowany na powierzchnię zębów, co pozwala na usunięcie trudno dostępnych zanieczyszczeń.

Specyfikacja:

- Złącze Borden,
- Ciśnienie wody: 0.2MPa-0.4MPa,
- Ciśnienie powietrza: 0.3MPa-0.4MPa,
- 360° dysza Rotate,
- 3-punktowy spray.

Posiada odłączaną głowicę, wyposażoną w zawór zwrotny co zapobiega cofaniu się proszku do rękawa. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie.

#1942

404,⁵⁶zł

Piaskarka stomatologiczna Borden + przejściówka Midwest

Piaskarka stomatologiczna to specjalistyczne narzędzie do usuwania osadu nazębnego, przebarwień oraz kamienia. Urządzenie wykorzystuje strumień ciśnieniowy piasku, który jest skierowany na powierzchnię zębów, co pozwala na usunięcie trudno dostępnych zanieczyszczeń.

Specyfikacja:

- Złącze Borden + przejściówka Midwest,
- Ciśnienie wody: 0.2MPa-0.4MPa,
- Ciśnienie powietrza: 0.3MPa-0.4MPa,
- 360° dysza Rotate,
- 3-punktowy spray.

Posiada odłączaną głowicę, wyposażoną w zawór zwrotny co zapobiega cofaniu się proszku do rękawa. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie.

#2051

283,⁵⁵zł

Prostnica stomatologiczna

Służy do obróbki aparatów ortodontycznych, protez oraz opracowywania otwartej komory zęba. Narzędzie może także być pomocne podczas wykonywania wielu innych czynności związanych ze stomatologią. Prostnica stomatologiczna, charakteryzuje się olbrzymią niezawodnością, cichą pracą oraz małą emisją ciepła co zapewnia bezkompromisowy komfort pracy dla każdego stomatologa. Końcówka jest precyzyjna i trwała.

Specyfikacja:

- Ciśnienie powietrza: 0, 30ma-0, 35mpa,
- Prędkość obrotowa: $\geq 18,000r/min$,
- Bur dotyczy: $\Phi 2.345-2.355mm$.

#2052

578,⁷⁴zł

Kątnica turbinowa

Turbina stomatologiczna to urządzenie, które służy do napędzania narzędzi stomatologicznych, takich jak wiertła, frezy i szczoteczki. Jest to jedno z podstawowych narzędzi w stomatologii, używane do wykonywania różnych zabiegów, takich jak leczenie próchnicy, chirurgia zębów, endodoncja, ortodoncja, stomatologia estetyczna i inne. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie.

Specyfikacja:

- Złącze Midwest
- Szybkozłącza na światło LED,
- 3 strumienie wody,
- Cicha, wolna od wibracji praca.

#2049



529,⁹⁸zł

Mikrosilnik stomatologiczny

Mikrosilnik stomatologiczny to urządzenie medyczne służące do precyzyjnego cięcia i polerowania tkanek zęba. Jego najważniejszą zaletą jest wysoka precyzja działania dzięki zastosowaniu mikromotoru, który pozwala na regulowanie obrotów narzędzia. Mikrosilnik stomatologiczny może być używany do różnych procedur, takich jak: leczenie kanałowe, przygotowanie powierzchni zęba do wypełnienia, usuwanie złogów nazębnych.

Specyfikacja:

- Złącze Midwest,
- Wbudowany wewnętrzny układ chłodzenia,
- Prędkość obrotowa: 14,000-20,000 obr./min,
- Bur dotyczy: $\Phi 2.334-2.355\text{mm}$,
- Ciśnienie powietrza: 3,
- Ciśnienie wody: 200Kpa,
- Cicha, wolna od wibracji praca.

#2048



350,⁰⁰zł

Kątnica stomatologiczna

Kątnica stomatologiczna to specjalistyczne urządzenie, które służy do umożliwienia dentyście lub asystentce dentystycznej precyzyjnego i skutecznego dostępu do trudno dostępnych obszarów jamy ustnej pacjenta. Kątnica stomatologiczna ma główkę standardowej wielkości. Dla podwyższenia niezawodności wiertła wyjmowane są w sprawdzonym i wygodnym systemie. Przystosowana do sterylizacji w autoklawie.

Specyfikacja:

- Złącze Midwest,
- Prędkość: 0,5 - 25 tys obr./min,
- Brak chłodzenia wodnego.

#1826



49,²⁰zł

Narzędzia stomatologiczne - komplet 6 sztuk

Zestaw narzędzi stomatologicznych, został wykonany ze stali nierdzewnej. W skład zestawu wchodzi: płaskie lustro, pęseta Meriam, zgłębnik, dwustronny skrobak, wydrążacz, sierpowy skaler.

Narzędzia wyposażone są w rękojeść z chropowatym uchwytem, dzięki temu wygodnie trzyma się je w dłoni. Do pakietu dołączone jest funkcjonalne, metalowe etui.

Zestaw narzędzi znajduje zastosowanie w gabinetach dentystycznych, w szkołach o profilu higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna.

#2101



22,¹⁴zł

Nożyczki chirurgiczne - 14 cm

Nożyczki chirurgiczne to narzędzie medyczne, które służy do cięcia i przecinania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych.

Nożyczki te są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich trwałość i odporność na korozję. Nożyczki składają się z ręczki oraz końcówki, która jest zakończona dwoma ostrymi ostrzami. Kończówka ta jest wykorzystywana do cięcia tkanek, a ręczka pozwala na precyzyjne sterowanie narzędziem.

Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.

#2110

31,⁹⁸zł

Imadło stomatologiczne

Imadło stomatologiczne to narzędzie, służące do utrzymywania otwartych ust pacjenta podczas zabiegów stomatologicznych. Imadło składa się z dwóch rączek, połączonych zębatą szyną. Użycie imadła pozwala lekarzowi na swobodny dostęp do jamy ustnej pacjenta. Narzędzie jest lekkie, trwałe i łatwe do dezynfekcji, dzięki czemu jest bezpieczne i higieniczne w użytku. Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.

#2106

12,5 cm

#2107

16 cm

24,⁶⁰zł

Kleszczyki Kocher (proste)

Kleszczyki stomatologiczne Kocher to narzędzie stomatologiczne służące do przesuwania i chwytania tkanek podczas zabiegów stomatologicznych. Są one skonstruowane z dwóch rączek, z których jedna jest ruchoma, a druga stała. Końcówki kleszczyków są zakończone dwoma szczypcami, które pozwalają na precyzyjne chwytanie tkanek. Kleszczyki te różnią się od innych kleszczyków stomatologicznych tym, że końcówki ruchomej rączki pochylają się pod kątem 90 stopni, co pozwala na dokładniejsze chwytanie tkanek. Produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Kleszczyki dostępne w dwóch różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza. Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.

#2108

12,5 cm

#2109

16 cm

24,⁶⁰zł

Kleszczyki Pean (zakrzywione)

Kleszczyki Pean to narzędzie stomatologiczne służące do przenoszenia i chwytania tkanek podczas zabiegów stomatologicznych. Są one skonstruowane z dwóch rączek, z których jedna jest ruchoma, a druga stała. Końcówki kleszczyków są zakończone dwoma szczypcami, które pozwalają na precyzyjne chwytanie tkanek. Kleszczyki Pean różnią się od innych kleszczyków stomatologicznych tym, że końcówki ruchomej rączki są zakończone zaokrąglonymi szczypcami, co pozwala na dokładniejsze chwytanie tkanek. Szczypce te mają również specjalny uchwyt który pozwala na precyzyjną kontrolę i utrzymanie ich pozycji podczas zabiegu. Kleszczyki Pean, są wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich trwałość i odporność na korozję. Są one dostępne w dwóch różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

#2102

12,5 cm

28,²⁹zł

#2103

14 cm

29,⁵²zł

#2104

16 cm

30,⁷⁵zł

#2105

18 cm

30,⁷⁵zł

Igłotrzymacz

Igłotrzymacz jest narzędziem stomatologicznym, który służy do bezpiecznego i precyzyjnego trzymania igieł jednorazowych. Igłotrzymacz ten składa się z rączki oraz końcówki, w której umieszczona jest igła. Rączka jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić lekarzowi dokładne i precyzyjne manewrowanie igłą podczas zabiegu, z minimalnym ryzykiem skażenia. Igłotrzymacz stomatologiczny jest wykonany ze stali nierdzewnej. Narzędzie jest dostępne w czterech różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza.

#2094	12,5 cm	14, ⁷⁶ zł
#2095	14 cm	15, ⁹⁹ zł
#2096	16 cm	17, ²² zł
#2097	18 cm	18, ⁴⁵ zł
#2098	20 cm	19, ⁶⁸ zł
#2099	25 cm	22, ¹⁴ zł
#2100	30 cm	24, ⁶⁰ zł



Pęseta anatomiczna

Pęseta anatomiczna to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne, które jest przeznaczone do przenoszenia i manipulowania tkankami w trudno dostępnych miejscach. Pęsety wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na korozję. Narzędzia te różnią się rozmiarem końcówki, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza. Dostępne w siedmiu różnych rozmiarach.

Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.

#2090	16 cm	13, ⁵³ zł
#2091	20 cm	18, ⁴⁵ zł
#2092	26 cm	22, ¹⁴ zł
#2093	30 cm	24, ⁶⁰ zł



Pęseta chirurgiczna

Pęseta chirurgiczna to narzędzie medyczne służące do przenoszenia i przesuwania tkanek podczas zabiegów chirurgicznych. Jest ona wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej trwałość i odporność na korozję.

Pęseta składa się z rączki oraz końcówki, która jest zakończona dwoma ostrymi szpicami. Końcówka ta jest wykorzystywana do chwytania i przenoszenia tkanek, a rączka pozwala na precyzyjne sterowanie narzędziem.

Pęsety chirurgiczne są dostępne w czterech różnych rozmiarach, a ich dobór zależy od rodzaju zabiegu oraz preferencji lekarza. Urządzenie jest przeznaczone dla stomatologów, dentystów, endodontów i chirurgów stomatologicznych.



Unity stomatologiczne

69-70

#1859



36 900,00zł

Edukacyjny unit stomatologiczny z jednym stanowiskiem

Unit stworzony do nauki zawodu, daje poczucie realności sytuacji, stwarza warunki bliskie tym, w których pracują dentyści, stomatolodzy. Produkt składa się ze stabilnego stolika, fantomu, krzesła na kółkach z regulacją wysokości, lustra, profesjonalnej lampy oraz zestawu podstawowych narzędzi stomatologicznych. Fantomy odzwierciedlone są w skali 1:1, składają się z głowy, szczęki, popiersia. Pozycja fantomu jest regulowana od leżącej do półsiedzącej. Edukacyjny unit stomatologiczny znajduje zastosowanie na uczelniach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych oraz podczas zajęć praktycznych.

#1858



63 960,00zł

Edukacyjny unit stomatologiczny z dwoma stanowiskami

Unit stworzony do nauki zawodu, daje poczucie realności sytuacji, stwarza warunki bliskie tym, w których pracują dentyści, stomatolodzy. Produkt składa się ze stabilnego stolika, dwóch fantomów, dwóch krzeseł na kółkach z regulacją wysokości, dwóch profesjonalnych lamp oraz dwóch zestawów podstawowych narzędzi stomatologicznych. Zestaw został wzbogacony dodatkowo w dwa pedały nożne, które ułatwiają manipulowanie końcówkami stomatologicznymi. Fantomy odzwierciedlone są w skali 1:1, składają się z głowy, szczęki, popiersia. Pozycja fantomu jest regulowana od leżącej do półsiedzącej. Edukacyjny unit stomatologiczny znajduje zastosowanie na uczelniach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych oraz podczas zajęć praktycznych.

#1863



19 680,00zł

Edukacyjny unit stomatologiczny - fotel przenośny

Edukacyjny unit stworzony z myślą o przyszłych dentystach jest podstawowym elementem wyposażenia każdego gabinetu stomatologicznego. Unit daje poczucie realności sytuacji, stwarza warunki bliskie tym, w których pracują stomatolodzy. Produkt jest rozkładany, wykonany ze specjalnego materiału, posiada zagłówek oraz podstawowe narzędzia stomatologiczne. Do zestawu jest dołączona lampa, której położenie można regulować, spluwaczka, kran z możliwością podłączenia do wody sieciowej. Zestaw został wyposażony również w pedały nożne, dzięki którym swobodnie można manipulować dołączonymi końcówkami stomatologicznymi. Edukacyjny unit stomatologiczny znajduje zastosowanie na uczelniach medycznych, dentystycznych, stomatologicznych oraz podczas zajęć praktycznych.

#1837



8 856,00zł

Mobilny unit stomatologiczny

Unit stomatologiczny, wykonany z użyciem najnowocześniejszych technologii zapewnia świadczenie usług stomatologicznych na najwyższym poziomie. Elektropneumatyczny napęd końcówek, wielkość oraz wysoka jakość wpływają na komfort pracy. Gładkie, zaokrąglone powierzchnie bez gumowych osłon sprawiają, że jest łatwy w utrzymaniu czystości. Mały rozmiar został osiągnięty poprzez wykonanie każdego z komponentów urządzenia z lekkich materiałów i kompaktowych rozmiarów bez pogarszania funkcjonalności działania. Unit stomatologiczny jest podstawowym wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, możliwość jego transportowania pozwala na wykonywanie zabiegów dentystycznych zarówno w gabinecie, jak i poza nim. Edukacyjny unit stomatologiczny znajduje zastosowanie na uczelniach medycznych, gabinetach dentystycznych i stomatologicznych.



Wypożyczenie pracowni sterylizacyjnej

71-73

#3501



738,00zł

Steryliizator / Autoklaw

Wymiary: 42 x 28 x 29 cm

Steryliizator to urządzenie do suchej sterylizacji promieniami UV-C o prostej konstrukcji i niewielkich gabarytach. Nie wymaga stosowania roztworów chemicznych, co oznacza brak chemicznych pozostałości na narzędziach. Dezynfekcja jest skuteczna, gdy promienie UV-C padają bezpośrednio na przedmiot.

Światło UV-C zabija bakterie i zarazki, niszcząc ich DNA i RNA. Produkt jest szeroko stosowany do dezynfekcji m.in. w szpitalach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.

#3503



BESTSELLER

1 845,00zł

Stół do pakietowania

Wymiary: 122 x 60 x 86 cm

Stół do pakietowania został wykonany ze stali nierdzewnej, dzięki temu odporny jest na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Stół jest stabilny, daje gwarancję wytrzymałości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Mebel znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, dentystycznych, stomatologicznych oraz pracowniach szkolnych.

#3502



1 968,00zł

Stojak na arkusze włókniny sterylizacyjnej

Wymiary: 114 x 53 x 82 cm

Wózek przeznaczony jest do magazynowania i przewożenia arkuszy specjalnego papieru do stanowisk pakowania materiałów i narzędzi przeznaczonych do sterylizacji w centralnych sterylizatorniach. Rama wózka oraz poręcze służące do wieszania na nich arkuszy papieru wykonane są ze stali nierdzewnej, która nadaje konstrukcji estetyczny wygląd i zapewnia wieloletnią trwałość. Mobilny wózek wyposażony jest w cztery kółka, w tym dwa koła z blokadą. Wózek znajdzie swoje zastosowanie w szpitalach, sterylizatorniach, przychodniach, gabinetach stomatologicznych, gabinetach ortodontycznych.

#3537



170,97zł

Lampa z soczewką powiększającą

Regulowana wysokość: 75-150 cm

Lampa bezcieniowa na statywie czteroramiennym osadzona jest na czterech jezdnych kółkach. Posiada dużą widoczność, szkło antyrefleksyjne i świetlówkę. Stosowana jest przy zabiegach manicure i pedicure, makijażu permanentnym, epilacji. Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz w wielu innych branżach.

#2111	Pojemność: 1,75l	170, ⁹⁷ zł
#2112	Pojemność: 3,3l	195, ⁵⁷ zł
#2113	Pojemność: 4,5l	258, ³⁰ zł
#2114	Pojemność: 7,0l	356, ⁷⁰ zł
#2115	Pojemność: 10,5l	479, ⁷⁰ zł



Wanienka dezynfekcyjna z koszem perforowanym i pokrywą

Wanienka dezynfekcyjna to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji różnego rodzaju przedmiotów. Wanienka składa się z jednej komory, wyposażonej w sito, w której umieszcza się przedmioty do dezynfekcji.

Wieczko pozwala na zamknięcie wanienki, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika.

Wanienka dezynfekcyjna jest skutecznym i efektywnym sposobem na zdezynfekowanie przedmiotów, które mogą być siedliskiem bakterii i wirusów. Dzięki temu, że przedmioty są poddawane działaniu wysokiej temperatury lub specjalnie dobranej substancji dezynfekującej, możliwe jest skuteczne usunięcie drobnoustrojów. Wanienka dostępna w pięciu różnych rozmiarach.

Wanienki dezynfekcyjne dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb różnych branż i zastosowań. Są one łatwe w użyciu i konserwacji.

#2046

200,⁰⁰zł

Myjka ultradźwiękowa

Wymiary: 25 x 18 x 16 cm
Pojemność: 600 ml

Technologia mycia/sterylizacji za pomocą ultradźwięków zapewnia szybkie i dokładne czyszczenie nawet najbardziej opornych kształtów. Dzięki zjawisku kawitacji polegającemu na wytworzeniu w roztworze myjącym dużej ilości fal ciśnieniowych wywołanych przez implodujące pod wpływem ultradźwięków pęcherzyki powietrza, zanieczyszczenia z łatwością odrywają się od każdej powierzchni.

Ta metoda czyszczenia pozwala zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym czyszczonych przedmiotów, a zarazem osiągnąć ich nieskazitelną czystość. Idealnie nadaje się do gabinetów kosmetycznych, stomatologicznych, weterynaryjnych oraz w wielu innych branżach.

#3101

470,⁰⁰zł

Perforowana wanienka sterylizacyjna z blokadą pokryw

Wymiary: 24 x 16 x 4,5 cm

Aluminiowa wanienka sterylizacyjna to niezwykle praktyczny i funkcjonalny produkt. Narzędzie zostało wykonane z trwałego i odpornego na korozję aluminium, co gwarantuje jej długą żywotność. Jej kompaktowy rozmiar umożliwia łatwe przechowywanie i transport, a jednocześnie zapewnia wystarczającą przestrzeń do sterylizacji różnego rodzaju narzędzi medycznych, w tym igieł, nożyczek, kleszczy czy skalpeli. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Wanienka sterylizacyjna sprawdzi się w każdej profesjonalnej placówce medycznej, gabinetach stomatologicznych, gabinetach ortodontycznych.



Wypożyczenie pracowni medycznej

74-80



#3526

BESTSELLER

615,00zł

Apteczka- Zestaw Pierwszej Pomocy, typ A

Wymiary: 12 x 45 x 40 cm

Przenośny zestaw przeznaczony jest do udzielania pierwszej pomocy w przypadku lekkich kontuzji. Wyposażenie umożliwia unieruchomienie złamań, uśmierzanie bólu, opatrywanie ran, zapewnienie izolacji termicznej oraz przeprowadzenie sztucznego oddychania.

Zestaw zawiera: opaska uciskowa, opaska elastyczna, bandaż, plastry, paski do zamykania ran, chusta trójkątna, koc termiczny, maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki ochronne, woda utleniona, siatka opatrunkowa, suchy lód, szyna stabilizująca. Zestaw przeciwwstrząsowy znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych. Jest również niezbędny podczas organizacji różnego typu eventów.

#2133



982,77zł

Defibrylator szkoleniowy AED z wyświetlaczem

Wymiary: 32 x 25 x 9 cm

Defibrylator szkoleniowy posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje, jakie powinno być postępowanie osoby w trakcie akcji ratowniczej. AED posiada wbudowaną, ładowalną baterię. Urządzenie działa w polskiej wersji językowej. Defibrylator posiada 10 scenariuszy, które można modyfikować.

Zestaw zawiera: pokrowiec, pilot, elektrody dla osoby dorosłej i dziecka. Idealny do wizualizacji oraz celów szkoleniowych w klinikach, gabinetach, szkołach, uniwersytetach, a także w formie domowej pomocy dydaktycznej.

#3509



BESTSELLER

1 230,00zł

Koncentrator tlenu

Wymiary: 38 x 25 x 39 cm

Koncentrator tlenu to wysokiej klasy, nowoczesny sprzęt przeznaczony do tlenoterapii, która polega na dostarczeniu do organizmu skoncentrowanej ilości czystego tlenu. Koncentrator pobiera powietrze, z którego filtry odseparowują tlen. Następnie przepływa on przez kompresor, kondensator oraz system antybakteryjny, który oczyszcza powietrze. Skoncentrowana czysta postać tlenu trafia do przepływomierza. Ten stale monitoruje i analizuje ruch pierwiastków wewnątrz urządzenia, dbając o jego jakość. Skoncentrowany tlen jest przekazywany za pomocą rurki połączonej z maską (lub kaniulą nosową). Polecenia wydawane są w języku polskim. Tlenoterapia stosowana jest w celu poprawy zdrowia osób w wieku średnim lub osób starszych, osób ze złym stanem zdrowia, kobiet w ciąży, osób które cierpią na fizjologiczne niedotlenienie lub posiadają niewydolność oddechową.

#3534



123,00zł

Nebulizator

Wymiary: 16 x 12 x 8,6 cm

Inhalator kompresorowy zwany pneumatycznym lub tłokowym to wyrób medyczny do wziewnej aplikacji leków. Inhalator kompresorowy to uniwersalne urządzenie, które pozwala na inhalowanie wszystkich dostępnych roztworów inhalacyjnych.

Za jego pomocą można przyjmować leki rozkurczające oskrzela, antybiotyki czy leki sterydowe. Dzięki nebulizatorowi można skutecznie leczyć dolne oraz górne drogi oddechowe.

Nebulizacja za pomocą inhalatora pozwala na skuteczne leczenie dolnych i górnych dróg oddechowych.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach a także w domu.

#3508



166,78zł

Glukometr + paski testowe

Glukometr jest nowoczesnym aparatem do samokontroli stężenia cukru we krwi. Pomiar wyświetla się w ciągu 5 sekund od podania próbki krwi. Mimo niewielkich rozmiarów urządzenie ma duży i czytelny wyświetlacz co ułatwia odczyt wyniku.

Urządzenie jest niezastąpionym narzędziem w szpitalach, klinikach, przychodniach oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3507

55,³⁵zł

Ciśnieniomierz manualny ze stetoskopem

Ciśnieniomierz naramienny posiada stetoskop oraz gruszkę z zaworem, przez którą pompuje się powietrze do mankietu, który został solidnie wykonany z odchodzącym od niego pojedynczym wężykiem. Ciśnieniomierz mechaniczny pozwala zmierzyć ciśnienie tętnicze za pomocą mechanicznego manometru oraz stetoskopu.

Ciśnieniomierz znajduje swoje zastosowanie w szpitalach, przychodniach oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3535

72,⁵⁷zł

Termometr bezdotykowy na podczerwień

Termometr bezdotykowy to nowoczesne urządzenie, w którym zastosowano technologię pomiaru ciepłoty ciała poprzez podczerwień. Urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością. Duży podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach a także w domu.

#3536

23,³⁷zł

Zestaw do nauki gimnastyki oddechowej

Trenażer pomaga pokonywać opory oddechowe co sprzyja poprawie wydolności płuc. Jego używanie zmniejsza ból, zwiększa pojemność oraz przepływ powietrza w płucach.

Spirometria motywacyjna przepływowa jest nieskomplikowana i łatwa w stosowaniu.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach a także w domu.

#3529

553,⁵⁰zł

Wózek inwalidzki napędzany ręcznie

Wózek inwalidzki jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia przemieszczania się.

Wózek napędzany jest siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zapewnia komfort oraz stabilność podczas jazdy. Siedzisko i oparcie wózka inwalidzkiego zostało wykonane z tworzywa odpornego na zanieczyszczenia, dzięki czemu z łatwością można utrzymać go w czystości.

Specjalistyczny wózek znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3528



159,⁹⁰zł

Chodzik rehabilitacyjny

Wymiary: 75 x 55 x 35 cm

Chodzik ułatwiający przemieszczanie się osób o ograniczonej możliwości ruchowej, wyposażony został w dwa przednie kółeczka i dwie tylne stopki spełniające rolę hamulców. Lekka aluminiowa konstrukcja sprawia, że chodzik jest lekki co sprzyja jego przemieszczaniu, a łatwy system składania i mały rozmiar umożliwia przechowywanie urządzenia praktycznie w każdym miejscu. Specjalistyczny chodzik znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3511



246,⁰⁰zł

Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy

Wymiary: 230 x 98 cm, kolor beżowy

Pneumatyczny zmiennościśnieniowy materac przeciwodleżynowy składa się z pompy, która tłoczy powietrze do materaca, regulując jego pracę i ciśnienie. Ręczna regulacja ciśnienia w materacu daje możliwość jego indywidualnego doboru do wagi pacjenta. Dzięki budowie opartej na podzieleniu materaca na komory powietrzne uzyskuje się równomierne rozłożenie ciężaru ciała użytkownika, prawidłową wentylację (natlenienie i odprowadzenie wilgoci) oraz dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym powietrza – komfort temperaturowy. Materac przeciwodleżynowy jest niezbędnym urządzeniem w przypadku pacjentów leżących, jak i również mających problemy z mobilnością, stanowi świetne rozwiązanie w profilaktyce przeciwodleżynowej.

#3531



209,¹⁰zł

Ślizg do przenoszenia pacjenta

Wymiary: 93 x 72 cm

Maty ślizgowe do przenoszenia pacjenta to nieoceniona pomoc podczas codziennej pielęgnacji osób niesamodzielnych z ograniczoną sprawnością ruchową. Zdecydowanie poprawia jakość opieki nad osobą leżącą i pozwala odciążyć kręgosłup opiekunowi. Wykonane są z bardzo śliskiej wodoodpornej i wytrzymałej na tarcie tkaniny, która optymalizuje czynności. Specjalistyczna mata do transferu znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3530



158,⁶⁷zł

Pas do transferu pacjenta

Wymiary: 114 x 15 cm

Pas transferowy umożliwia wygodne przemieszczenie pacjenta bez konieczności chwytania go za ubranie lub części ciała, które mogły ulec osłabieniu. Dzięki temu niweluje niepotrzebny dyskomfort i znacznie usprawnia całą czynność. Pas transferowy to duże udogodnienie dla pacjenta i opiekuna, a dzięki czterem rozmiarom można idealnie dopasować wersję do własnych potrzeb. Specjalistyczny pas do transferu znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3202

110,⁰⁰zł

Transfer obrotowy- 30 cm

Transfer obrotowy do przenoszenia osób niepełnosprawnych to niezwykle pomocny sprzęt. Lekkie, wytrzymałe urządzenie umożliwia łatwy transfer obrotowy nawet o 360 stopni. Idealne rozwiązanie dla opiekunów, niezbędny w codziennej pielęgnacji osób chorych o ograniczonej ruchliwości.

Transfer znajdzie swoje zastosowanie pośród pracowników służby zdrowia, opiekunów, fizjoterapeutów, ortopedów.

#3510

123,⁰⁰zł

Stojak na kroplówkę

Wymiary: 105-185 cm (regulowana wysokość)
Średnica podstawy: 60 cm

Mobilny stojak na kroplówki wyposażony został w wysuwany wysięgnik i głowicę z 2 wieszakami, które umożliwiają zawieszenie woreczków z płynami infuzyjnymi. 4-ramienna podstawa stojaka wyposażona jest w kółka skrętne.

Stojak kroplówki znajduje zastosowanie do podawania kroplówek, wlewów dożylnych i infuzji w szpitalach oraz w pozostałych placówkach ochrony zdrowia o charakterze zabiegowym i opiekuńczym. Może być stosowany do powyższych celów, jak również do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, również w warunkach domowej opieki nad pacjentem.

#3532



BESTSELLER

553,⁵⁰zł

Mobilny parawan trzyskrzydłowy

Wymiary: 145 x 180 cm

Mobilny parawan trzyskrzydłowy posiada lekką i stabilną konstrukcję. Wyróżnia go estetyczne wykonanie, niewielka waga, oraz zamontowane kółka jezdne, które umożliwiają łatwe transportowanie. Kółka posiadają możliwość blokowania.

Parawan metalowy zapewni komfort i intymność pacjentom podczas przygotowania do badań lub zabiegów.

Model idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, przychodniach, salonach masażu oraz gabinetach fizjoterapii.

#3527

971,⁷⁰zł

Stanowisko do pobierania krwi

Stanowisko do pobierania krwi to ergonomiczny i funkcjonalny element wyposażenia gabinetu lekarskiego. Fotel ma uniwersalne zastosowanie, może być przeznaczony do przeprowadzania iniekcji, pobierania krwi lub szczepień. Całość osadzona na kółkach jezdnych, co ułatwia transportowanie. Dwa kółka posiadają blokadę. Specjalistyczne krzesło znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3533



BESTSELLER

455,¹⁰zł

Destylarka do wody

Łatwa w obsłudze destylarka z systemem chłodzenia powietrzem nie potrzebuje podłączenia do zewnętrznego źródła wody. Posiada wbudowany 4 litrowy zbiornik na wodę. Destylowany roztwór gromadzony jest w osobnym plastikowym zbiorniku znajdującym się w wyposażeniu urządzenia.

Urządzenie rewelacyjnie sprawdza się m.in. w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym zapewniając stałe dostawy wody do autoklawu, unitu stomatologicznego lub innych urządzeń.

#3203



162,³⁰zł

Wanienka pneumatyczna

Wymiary: 60 x 60 x 21 cm

Basen do mycia głowy przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, chorych, seniorów oraz osób trwale przebywających w pozycji leżącej lub dla osób z dysfunkcjami, dla których tradycyjna kąpiel pod prysznicem lub w wannie nie jest możliwa z uwagi na stan zdrowia. Stanowi doskonałą pomoc opiekunom chcącym zapewnić właściwą higienę osobom trwale leżącym.

Wanienka pneumatyczna umożliwia umycie głowy i włosów bezpośrednio w łóżku. Specjalny kształt pompowanego basenu zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Wycięcie na szyję ułatwia oparcie głowy osoby chorej oraz zapobiega zachlapaniu wodą poduszki, pościeli czy łóżka.

#1959



99,⁰⁰zł

Dozownik łokciowy do płynów dezynfekcyjnych lub mydła

Uniwersalny dozownik łokciowy przeznaczony do łatwego i ekonomicznego dozowania preparatów do dezynfekcji, mycia i pielęgnacji rąk. Posiada pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu. Dozowniki są proste w montażu i użyciu. Dodatkowo do dozownika można zamontować tackę zabezpieczającą, która nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie. Dozownik z dźwignią łokciową przeznaczony przede wszystkim dla szpitali, gabinetów lekarskich, gabinetów zabiegowych i innych obiektów, w których ważny jest wysoki poziom higieny.



Wyposażenie pracowni masażysty

81-86



#3504

BESTSELLER

2 829,00zł

Hydrauliczny stół do masażu

Wymiary: 180 x 70 cm (Regulacja stołu od 55 do 85 cm.)
Waga: 70 kg

Hydrauliczny stół do masażu wyróżnia się nowoczesnym, lekkim wzornictwem. Leżysko stołu zostało wykonane z gąbki o wysokiej gęstości i sprężystości, dzięki temu nie odkształca się. Całość leżanki pokryta została wodoodpornym materiałem co pomaga w utrzymaniu czystości i higieny.

Łóżko składa się z dwóch segmentów: zagłówka ze specjalnym wyciąganym elementem dopasowanym do wielkości twarzy ułatwiającym oddychanie pacjenta podczas zabiegu z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia oraz części przeznaczonej na dolną część ciała pacjenta.

Całość osadzona na solidnej podstawie.

Łóżko hydrauliczne idealnie sprawdzi się w gabinetach masażu, gabinetach rehabilitacyjnych, salonach urody, salonach tatuażu oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3506



BESTSELLER

676,⁵⁰zł

Mobilne krzesło do masażu

Krzesło do masażu ułatwia ustawienie ciała pacjenta w odpowiedniej pozycji co zdecydowanie sprzyja wykonaniu poszczególnych zabiegów m.in. masaż głowy, masaż szyi i masaż ramion. Krzesło jest solidnie wykonane, wytrzymuje obciążenie do 130 kg dzięki metalowemu stelażowi. Tapicerka wykonana jest z tworzywa PCV, co ułatwia utrzymanie go w czystości.

Mobilne krzesło do masażu idealnie sprawdza się przede wszystkim w gabinetach masażu, gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach ortopedycznych, ośrodkach SPA, salonach tatuażu, salonach kosmetycznych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#1827

600,⁰⁰zł

Zestaw kamieni bazaltowych do masażu z walizką- 16 szt.

Zestaw kamieni bazaltowych powstał z lawy wulkanicznej, należy do skał magmowych o średniej pojemności cieplnej. Kamienie łączą moc trzech żywiołów: wody, ognia, ziemi. Kamienie bazaltowe wykorzystywane są w termoterapii. Masaż z wykorzystaniem kamieni przynosi ukojenie, relaks, co wprowadza w stan medytacji. Zastosowanie kamieni pozytywnie wpływa na krążenie krwi, układ trawienny, bezsenność. Dodatkowo przyspiesza regenerację organizmu, łagodzi bóle stawowe, rozluźnia mięśnie i zapobiega ich skurczom. Kamienie są zapakowane w efektywną, drewnianą walizkę grzewczą. Kamienie bazaltowe, znajdują swoje zastosowanie w salonach SPA i masażu, w klubach sportowych. Przydadzą się również w domowych warunkach.

#3525

430,⁵⁰zł

Urządzenie do drenażu limfatycznego

Drenaż limfatyczny to skuteczna metoda redukcji obrzęków, cellulitu oraz oczyszczania organizmu z toksyn. Urządzenie działa poprzez pobudzanie tkanek, dzięki czemu stają się one bardziej podatne na zmiany. Wytwarzając podciśnienie, urządzenie stymuluje pracę układu limfatycznego, co pobudza cyrkulację krwi i przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn. Unikalną funkcją urządzenia jest możliwość zamykania poszczególnych komór, co umożliwia optymalizację zabiegów w określonych obszarach mięśni. Dzięki temu zabiegi są jeszcze bardziej skuteczne i dokładne. Masażer do nóg jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada 3 tryby, 3 poziomy mocy oraz 2 stopniową regulację grzania, które zapewniają pełne pokrycie nóg i możliwość dopasowania zabiegów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo masażer posiada funkcję owijania nóg w 360 stopniach, co pozwala na jeszcze lepszą penetrację mięśni.

#2121



BESTSELLER

244,⁷⁷zł

Pistolet vibracyjny do masażu

Elektryczne urządzenie przeznaczone do masowania mięśni i tkanek. Posiada różne końcówki przystosowane do masowania różnych części ciała oraz różne poziomy intensywności uderzeniowej. Dzięki temu można dostosować masaż do indywidualnych potrzeb i preferencji. Pistolet do masażu jest przydatny przede wszystkim dla osób, które uprawiają sport, ponieważ pomaga rozluźnić mięśnie i zwiększyć ich elastyczność oraz dla osób z bólami mięśni i stawów. Idealny do wizualizacji oraz celów szkoleniowych w klinikach, gabinetach, szkołach, uniwersytetach.



#2122

BESTSELLER

650,⁶⁷zł

Podgrzewacz z zestawem kamieni bazaltowych

Elektryczny podgrzewacz służy do rozgrzewania kamieni bazaltowych, które następnie używane są masażu ciała.

Kamienie bazaltowe posiadają naturalne właściwości grzewcze, które pozwalają na rozluźnienie mięśni i poprawę krążenia krwi. Podgrzewacz posiada regulację temperatury, dzięki czemu można dostosować ją do indywidualnych potrzeb. Zestaw zawiera różne rozmiary kamieni, co pozwala na precyzyjne masowanie różnych części ciała. Urządzenie jest proste w obsłudze, wystarczy włączyć, ustawić odpowiednią temperaturę i po kilku minutach kamienie będą gotowe do użycia.

Podgrzewacz z zestawem kamieni bazaltowych jest idealny dla osób, które chcą poprawić swoje samopoczucie i zdrowie oraz dla profesjonalistów wykonujących masaże. Sprawdza się również do wizualizacji oraz celów szkoleniowych w klinikach, gabinetach, szkołach, uniwersytetach.

#3523

159,⁹⁰zł

Kształtka rehabilitacyjna pod kończyny dolne

Wymiary: 47 x 13 x 41 cm

Kształtka rehabilitacyjna pod dwie kończyny dolne służy jako pomoc do przekręcania pacjenta. Specjalne uchwyty boczne pozwalają stabilnie złapać poduszkę i zmienić pozycję leżącego.

Kształtka wykonana jest z pianki. Jej powierzchnia została pokryta materiałem skóropodobnym, przez co jest łatwa w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.

Kształtka rehabilitacyjna znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3518

30 x 15 cm

24,⁶⁰zł

#3519

45 x 15 cm

30,⁷⁵zł

#3520

60 x 15 cm

43,⁰⁵zł

#3521

90 x 15 cm

55,³⁵zł

Wałek do masażu

Wałki do masażu o różnej wielkości dają możliwość dopasowania narzędzia do wykonywanych ćwiczeń. Wykonane są z usztywnianej pianki odpornej na odkształcenia, a powierzchnia nie niszczy się pod wpływem używania preparatów do dezynfekcji.

Kształtki rehabilitacyjne zapewniają pełny relaks i rozluźnienie mięśni pacjenta podczas terapii. Stosowane są pod kolana, kostki, brzuch oraz naturalne zgięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

#3514

56 x 24 x 18 cm

60,²⁷zł

#3515

48 x 26 x 18 cm

72,⁵⁷zł

Klin do masażu

Klin ortopedyczny wykonano ze specjalnego skóropodobnego materiału odpornego na działanie olejków, kremów i innych preparatów używanych podczas terapii. Wewnątrz klinu znajduje się odpowiedniej twardości pianka, która pomimo częstego używania nie odkształca się. Kształtki rehabilitacyjne w zależności od rozmiaru oraz formy można wykorzystywać podczas masażu nóg, rąk lub barków.

Przydają się także do ćwiczeń korekcyjnych, ponieważ wspomagają efekty terapeutyczne.

Wykorzystywany jest w szczególności przez terapeutów w gabinetach fizjoterapeutycznych i poradniach rehabilitacyjnych. Może być także używany przez trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego na salach gimnastycznych oraz wszędzie, tam gdzie mogą odbywać się ćwiczenia rehabilitacyjne i zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

#3516

60 x 7,5 cm

60,²⁷zł

#3517

90 x 7,5 cm

72,⁵⁷zł

Półwałek do masażu

Półwałki do masażu o różnej wielkości dają możliwość dopasowania narzędzia do wykonywanych ćwiczeń. Wykonane są z usztywnianej pianki odpornej na odkształcenia, a powierzchnia nie niszczy się pod wpływem używania preparatów do dezynfekcji.

Kształtki rehabilitacyjne zapewniają pełny relaks i rozluźnienie mięśni pacjenta podczas terapii. Stosowane są pod kolana, kostki, brzuch oraz naturalne zgięcia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

#3522



24,⁶⁰zł

Kostka rehabilitacyjna do masażu

Wymiary: 23 x 16 x 8 cm

Uniwersalność kostki sprawia, że może być wykorzystana przy wykonywaniu ćwiczeń w dowolnej pozycji - siedzącej, leżącej oraz stojącej. Różne ustawienia dają więcej możliwości dla bardziej trudnych i zaawansowanych treningów. Świetnie sprawdza się jako gadżet dla rozgrzewki przed treningiem fizycznym. Zaokrąglone bezpieczne krawędzie oraz bezzapachowy, odporny na zużycie materiał gwarantują wygodę i przyjemność podczas eksploatacji. Kostka rehabilitacyjna znajdzie swoje zastosowania na treningach jogi, pilatesu oraz podczas codziennej gimnastyki w domu. Niezastąpiona w gabinetach ortopedycznych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3524



35,⁶⁷zł

Podwójna piłka do masażu

Wymiary: 16 x 8 x 8 cm

Podwójna piłeczka do rollowania/ masażu mięśni to doskonały przyrząd uzupełniający treningi dla wszystkich osób aktywnych fizycznie. Pomaga szybko zregenerować mięśnie po wysiłku fizycznym. Piłka jest idealna dla osób uprawiających fitness, jogę czy pilates. Doskonale sprawdza się przy masażu mięśni przykręgosłupowych. Piłka rehabilitacyjna znajdzie swoje zastosowanie w placówkach medycznych, szpitalach, domach opieki, szkołach kształcących na kierunkach medycznych.

#3201



12,⁰⁰zł

Roller do masażu

Wymiary: 15 x 5,3 cm

Roller to świetny sprzęt do masażu mięśniowo-powięziowego. Rolowanie zwiększa przepływ krwi, dzięki czemu następuje lepsze odżywienie tkanek i efektywniejsze odprowadzenie metabolitów, co przekłada się na szybszą regenerację. Stymulacja wałkiem poprawia mobilność stawów i niweluje napięcie mięśni rozluźniając je, pozwalając w ten sposób pozbyć się oznak zmęczenia i stresu. Wałki są coraz częściej wykorzystywane w gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych. Używane również w celach szkoleniowych oraz na potrzeby domowe.


#2120




23,²⁵zł

Bańka próżniowa do masażu

Bańka próżniowa to urządzenie medyczne, które polega na stosowaniu podciśnienia do masażu ciała w tym skóry, mięśni i tkanek podskórnych. Bańka próżniowa działa na zasadzie rozciągania skóry i mięśni, co pozwala na lepsze dotlenienie i odżywienie tkanek oraz pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu. Używana jest również w celu zwiększenia elastyczności skóry, redukcji cellulitu oraz w leczeniu bólu mięśniowego. Przedstawiony produkt może być stosowany w medycynie. Idealny do wizualizacji oraz celów szkoleniowych w klinikach, gabinetach, szkołach, uniwersytetach.













Plansze anatomiczne



Różnego rodzaju plansze dydaktyczne marki Medyczny.eu opisane zostały w języku polskim. Wykonane są na papierze artystycznym, połyskującym, 250g. Plakat jest wyposażony w listwy obciążające oraz zawieszki, co umożliwia łatwe zawieszenie na ścianie.

146,37zł


**Zęby i jama
ustna** #2068

**Skóra
i włosy** #2069

Kręgosłup #2071

**Transport
tlenu** #2072

Płuca #2073

Serce #2074

**Staw
barkowy** #2078

**Staw
kolanowy** #2079

Stopa #2080

**Gruczoły
i hormony** #2081

Zapłodnienie #2082



Promocje

90-92



#3505

450,00zł

PROMOCJA

399,00zł

Składany stół do masażu

Wymiary: 185 cm x 60 cm x 64 cm

Waga: 12 kg

2-segmentowe łóżko do masażu to wysoki komfort pracy oraz wygoda dla osób poddawanych różnym zabiegom. Powierzchnia użytkowa pokryta jest skórą ekologiczną, pod którą znajduje się gruba pianka zapewniająca miękkość. W blacie stołu znajdziemy dodatkowy otwór na twarz. Łóżko składa się do formy walizki zamykanej na klamry. Mobilny stół do masażu znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych.

#1866



13 530,00zł

PROMOCJA

11 070,00zł

Zestaw medycznej opieki nad pacjentem

Profesjonalny zestaw praktycznej opieki nad pacjentem gwarantuje nam możliwość szkolenia wielu umiejętności i technik medycznych z wykorzystaniem bezpośrednich informacji zwrotnych oraz niekończących się powtórzeń. Zestaw zawiera: górną, przednią część torsu wraz z głową dorosłego człowieka, męski fantom do nauki cewnikowania z miednicą, żeński fantom do nauki cewnikowania, pośladek do zastrzyków, ręka do zastrzyków. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych oraz pielęgnarskich.

#2030



2 214,00zł

PROMOCJA

1 500,00zł

Zaawansowany model samobadania piersi- 3 sztuki

Trzy sztuki ukazujące średniej wielkości, oryginalnie uformowane kobiece piersi. Każde z nich przedstawia inne zmiany nowotworowe tj. I dwa guzy, II 5 guzów i „skórkę pomarańczową”, III: zdrowa pierś. Wykonane z silikonu imitującego strukturę prawdziwej skóry człowieka, cechuje ją delikatność i gładkość. Model przeznaczony do nauki oraz podnoszenia kwalifikacji w szkołach kształcących na kierunkach medycznych, przydatny podczas kursów, szkoleń, akcji społecznych.

#3805



449,00zł

PROMOCJA

349,00zł

Pomniejszony model układu oddechowego- 3D

Wymiary: 27 x 16,5 x 12 cm

Pomniejszony model układu oddechowego przedstawia górne i dolne drogi oddechowe łącznie z jamą ustną, jamą nosową, gardłem, tchawicą, oskrzelami i płucami. Model wykonano w kolorze ze szczególną precyzją, a w celu dokładniejszego obejrzenia można go zdjąć z podstawy.

Model jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną do nauki. Niezbędny jest na uczelniach medycznych. Może być również praktycznym wyposażeniem gabinetów lekarskich, biur lub klas szkolnych.

#3102



590,00zł

PROMOCJA

320,00zł

Perforowany kosz sterylizacyjny

Wymiary: 25 x 16,5 x 4,5 cm

Kosz został wykonany ze stali szlachetnej, która jest odporna na korozję oraz łatwa do utrzymania w czystości. Dzięki temu kosz może być stosowany wielokrotnie, jednocześnie zapewniając wysoki poziom higieny. Wymiary kosza pozwalają na umieszczenie w nim różnego rodzaju narzędzi medycznych czy kosmetycznych, takich jak nożyczki, skalpele, igły, kleszcze czy pęsety. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Solidna konstrukcja kosza i równomierne rozmieszczenie otworów umożliwiających przepływ płynów sprawiają, że sterylizacja odbywa się w sposób skuteczny i bezpieczny.

Kosz sterylizacyjny ze stali szlachetnej to niezbędne narzędzie w każdej placówce medycznej oraz szkoleniowej.

Medyczny.eu to...



Szybka dostawa

Większość zamówień realizujemy z dnia na dzień.



Pomoc w doborze

Doradzimy ci w doborze wyposażenia z naszego sklepu.



Odroczona płatność

Do 90 dni dla placówek oświatowych.



Magazyn w Polsce

Wszystkie produkty są dostępne na miejscu w naszym magazynie stacjonarnym.

www.medyczny.eu



Medyczny.eu

Medyczny sklep internetowy